

آزمایشگاه ژنتیک ۲

از استخراج DNA تا الکتروفورز



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

آزمایش شماره ۱ :

محلول سازی:

محلولسازی یکی از ابتدایی ترین کارها و لازمه کار هر آزمایشگاهی می باشد و عبارتست از حل کردن یک ماده حل شونده در یک مایع حلال که مقدار دقیق ماده حل شونده باید معلوم باشد. همچنین از آنجا که مطالعه بسیاری از واکنشهای بیولوژیک در محیط آزمایشگاه نیازمند استفاده از محلولهای بافری است و این محلولها معمولا در آزمایشگاه به صورت غلیظ و با درصد خلوص مشخص و استاندارد به صورت stock (ذخیره) نگهداری می شوند لذا فراگیری چگونگی رقیق کردن این محلولها جهت تهیه بافرهای مورد نیاز روزانه یا محلول کار از محلول های stock ضروری است.

برای این کار از روابط رقیق سازی استفاده می کنیم :

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

یا

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

N_1 : نرمالیت محلول غلیظ

N_2 : نرمالیت محلول مورد نظر

V_1 : حجم محلول غلیظ

V_2 : حجم محلول مورد نظر

M : مولاریته

در رابطه بالا نیاز است که نرمالیت یا مولاریته محلول غلیظ موجود در آزمایشگاه را تعیین کنیم. در رابطه اول فقط حجم محلول غلیظ (V_1) مجهول است که محاسبه می شود و فقط کافی است این مقدار (V_1) را از محلول غلیظ برداشته و به حجم مورد نظر (V_2) برسانیم. قبل از اینکه به نرمالیت و مولاریته بپردازیم به مفهوم درصد وزنی و غلظت که در محلولسازی مورد استفاده قرار می گیرند اشاره می کنیم:

در صد وزنی:

عبارتست از جرم ماده حل شونده در ۱۰۰ میلی لیتر محلول

مثال: برای ساختن ۲۰۰ میلی لیتر محلول ۵ درصد کلرید سدیم چه مقدار از ماده حل شونده و حلال نیاز داریم؟

$$\begin{array}{rcl} 5 \text{ gr} & 100 \text{ cc} & \\ X & 200 \text{ cc} & 10 \text{ gr} = 100 \div 200 \times 5 \end{array}$$

در نتیجه به ۱۰ گرم ماده حل شونده نیاز داریم که باید حجم آن را با آب به ۲۰۰ میلی لیتر برسانیم.

غلظت:

بیان کننده مقدار گرمی از ماده حل شونده است که در یک لیتر محلول حل شده باشد و به صورت گرم در لیتر بیان می شود.

مثال: وقتی ۵ گرم گلوکز در ۲۰۰ میلی لیتر از محلولی حل شده باشد، غلظت محلول چقدر خواهد بود؟

$$\begin{array}{rcl} 5 \text{ gr} & 200 \text{ cc} & \\ \times & 1000 \text{ cc} & \\ \hline & & 5 \times 1000 \div 200 = 25 \text{ gr/lit} \end{array}$$

غلظت این محلول ۲۵ گرم بر لیتر می باشد

مولاریته (M):

مولاریته‌ی یک محلول برابر است با تعداد مول‌های ماده حل شده در هر لیتر آن محلول. این روش بیان غلظت بیش‌ترین کاربرد را در محلول‌سازی دارد. یک مول برابر است با تعداد 6.022×10^{23} (عدد آووگادرو) مولکول از ماده. برای این که تعداد مولکول‌های ماده را در محلول اندازه بگیریم از مفهوم جرم مولی استفاده می‌کنیم.

محلول ۱ مول ماده‌ی حل‌شونده در ۱ لیتر محلول، محلول ۱ مولار آن ماده‌ی حل‌شونده نامیده می‌شود. هر ماده با توجه به تعداد و نوع اتم‌هایی که در هر مولکولش دارد، جرم مولی متفاوتی هم دارد. استفاده از واژه‌ی «جرم مولکولی» به جای «جرم مولی» رایج است. بنابراین جرم مولکولی (مولی) نوشته شده بر روی لیبل ظروف نگهداری مواد معادل با ۱ مول از آن ماده می باشد که قبلاً از طریق ضرب عدد آووگادرو در جرم مولکولی آن ماده به دست آمده است.

به طور مثال محلول ۱ مولار کلریدسدیم شامل ۱ مول کلریدسدیم در یک لیتر محلول است. که با توجه به وزن مولکولی کلریدسدیم که برابر با ۵۸/۴۴ گرم (می‌فهمیم برای تهیه‌ی ۱۰۰۰ سی‌سی محلول یک مولار آن باید به همین اندازه از پودر کلریدسدیم را با ترازو وزن کنیم و روی آن آب بریزیم تا حجم آن به ۱۰۰۰ سی‌سی برسد.

با نگاهی به آن چه گفتیم درمی‌یابید که با وزن کردن ماده‌ی موردنظرتان و تقسیم آن بر جرم مولی ماده می‌توانید تعداد مول‌های موجود در آن مقدار ماده را به دست بیاورید و برای محلول‌سازی استفاده کنید.

مثال: اگر بخواهیم ۲۵۰ میلی‌لیتر محلولی از اسیدنیتریک بسازیم که غلظت آن ۲ مولار باشد، با توجه به جرم مولکولی اسیدنیتریک (= جرم یک مول از آن (که برابر با ۶۳/۰۱ گرم است به روش زیر می‌توانیم محاسبه کنیم. در این روش ابتدا مقدار گرمی از اسیدنیتریک که برای تهیه‌ی ۱ لیتر) = ۱۰۰۰ سی‌سی (محلول ۲ مولار لازم است را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{array}{rcl} 63.01 \text{ gr/litre} & 1 \text{ molar} & \\ X & 2 \text{ molar} & \end{array}$$

$$63.01 \times 2 \div 1 = 126.02 \text{ gr/lit}$$

سپس باید مقدار گرم مورد نیاز را برای ۲۵۰ سی سی حساب کرد:

$$\begin{array}{rcl} 126.02 \text{ gr} & 1000 \text{ cc} & \\ X & 250 \text{ cc} & \end{array}$$

$$126.02 \times 250 \div 1000 = 31.505 \text{ gr}$$

بنابراین برای آماده کردن محلولی با مشخصات بالا باید مقدار ۳۱/۵۰۵ گرم از اسیدنیتریک را وزن کنید و در یک ظرف مدرج (ارلن یا بالن) بریزید. بعد روی آن آب مقطر اضافه کنید تا به علامت ۲۵۰ سی سی برسد. راه حل دیگر:

مقدار ماده برداشتی از ماده اولیه = وزن مولکولی × غلظت مورد نیاز × حجم مورد نیاز

$$250 \times 2 \times 63.01 = 31.505$$

مثال: اگر بخواهیم ۱۰۰ میلی لیتر محلول EDTA ۰/۵ مولار بسازیم با توجه به اینکه جرم مولکولی (جرم یک مول از آن) برابر با ۳۷۲/۲۴ گرم است به روش زیر عمل می کنیم:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & 372.24 \text{ gr/lit} & \\ 0.5 & X & \end{array}$$

$$\Rightarrow X = 372.24 \times 0.5 \div 1 = 186.1$$

$$\begin{array}{rcl} 186.1 \text{ gr} & 1000 \text{ cc} & \\ X & 100 \text{ cc} & \end{array}$$

$$\Rightarrow X = 186.1 \times 100 \div 1000 = 18.612$$

۱۸/۶۱۲ گرم از EDTA باید برداریم و به حجم ۱۰۰ میلی لیتر برسانیم.

راه حل دیگر:

وزن مولکولی × غلظت مورد نیاز × حجم مورد نیاز = مقدار ماده برداشتی از ماده اولیه

$$X = 100 \times 0.5 \times 372.24 = 18.612$$

مثال: برای تهیه ۵۰ میلی لیتر TE از بافر ۱۰ میلی مولار Tris و بافر ۱ میلی مولار EDTA چگونه عمل کنیم؟

$$M1 V1 = M2 V2$$

از آنجا که محلول stock بافر Tris با غلظت ۱ مولار (۱۰۰۰ میلی مولار) و stock بافر EDTA با غلظت ۰/۵ مولار (۵۰۰ میلی مولار) در آزمایشگاه نگهداری می شوند بنابراین میزان M1 برای محاسبه هریک از بافرهای مذکور به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰ خواهد بود.

بنابراین برای بافر Tris خواهیم داشت:

$$1000 \text{ m}\mu \times V1 = 10 \text{ m}\mu \times 50 \text{ ml} \quad \Longrightarrow \quad V1 = 0.5 \text{ ml} = 500 \text{ }\mu\text{l}$$

و برای بافر EdTA داریم:

$$500 \text{ m}\mu \times V1 = 1 \text{ m}\mu \times 50 \text{ ml} \quad \Longrightarrow \quad V1 = 0.1 \text{ ml} = 100 \text{ }\mu\text{l}$$

بنابراین باید ۵۰۰ μl از بافر Tris و ۱۰۰ μl از بافر EDTA را در ظرف مدرج ریخته و حجم آن را به ۵۰ میلی لیتر می رسانیم.

مثال: روش کار برای ساخت ۵۰۰ میلی لیتر TBE 0.5X از بافر TBE 10X چیست؟

$$10X \times V1 = 0.5X \times 500 \text{ ml} \quad \Longrightarrow \quad V1 = 25 \text{ ml}$$

$$500 - 25 = 475 \text{ ml}$$

روش کار: ۲۵ میلی لیتر از بافر TBE 10X برداشته و حجم آن را با افزودن ۴۷۵ میلی لیتر آب مقطر به ۵۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

نرمالیت:

تعداد اکیوالان گرمهای جسم حل شده در یک لیتر محلول. محلول نرمال (N) ، محلولی است که یک اکی والان گرم ماده حلشونده در یک لیتر آن و یا یک میلی اکی والان گرم در هر لیتر آن حل شده باشد. مفهوم اکی والان گرم: مقدار وزن اکی والان مواد مختلف طبق رابطه زیر به دست می آید:

$$E = M/n$$

که M ، جرم مولکولی و n ظرفیت آن ماده است . n برای مواد مختلف به قرار زیر بدست می آید:

مقدار n برای اسیدها برابر تعداد هیدروژنهای اسیدی و برای بازها، برابر تعداد OH- ، برای نمکها برابر ظرفیت فلز ضربدر تعداد فلز و برای واکنشهای اکسایش- کاهش برابر درجه کاهش یا اکسایش است.

برای تعیین نرمالیت از فرمول زیر استفاده می کنیم :

$$N = \frac{10ad}{E} \quad \text{نرمالیت}$$

N : نرمالیت

a : دانسیته محلول

d : درصد خلوص محلول

E : اکی والان

نرمالیت محلول غلیظ (stock) را از فرمول بالا می توانیم بدست آوریم. البته برای تعیین نرمالیت و مولاریته محلول های آزمایشگاهی می توانید از جدول زیر نیز استفاده کنید. که در این صورت فقط به رابطه $N_1V_1 = N_2V_2$ نیاز خواهید داشت که در آن فقط حجم محلول غلیظ (V_1) مجهول است که محاسبه می شود و فقط کافی است این مقدار (V_1) را از محلول غلیظ برداشته و به حجم مورد نظر (V_2) برسانیم.

نام محلول	چگالی	نرمالیت	مولاریته
اسید استیک 99.5%	1.05	17.5	17.5
اسید سولفوریک 98%	1.84	36.8	18.4
اسید نیتریک 70%	1.42	15.8	15.8
اسید هیدروکلریک 40%	1.13	22.6	22.6
اسید هیدروکلریک 36%	1.18	11.65	11.65
اسید هیدروکلریک 32%	1.16	10.2	10.2
اسید پرکلریک 70%	1.67	11.6	11.6
اسید پرکلریک 60%	1.54	9.2	9.2
امونیاک 35%	0.88	18.1	18.1
امونیاک 25%	0.91	13.4	13.4
هیدروکسید سدیم 47%	1.50	17.6	17.6

اطلاعاتی نظیر دانسیته ، درصد خلوص ، جرم مولکولی و ... را می توانید از برچسب روی ظرف محلول بدست آورید.

مثال: ۱۰۰ cc محلول اسید سولفوریک ۲ نرمال تهیه کنید ؟

$$N = \frac{10ad}{E} = \frac{10 \times 98 \times 1.84}{98/2} = 36.8 \quad \text{نرمالیت}$$

$$N_1V_1 = N_2V_2$$

$$36.8 \times V_1 = 2 \times 100$$

$$V_1 = 5.43 \text{ cc}$$

مقدار ۵/۴۳ میل لیتر از محلول غلیظ اسید سولفوریک برداشته و به حجم ۱۰۰ cc برسانید. (در بالون ژوژه ۱۰۰ cc)

تذکر : در مورد اسید های غلیظ و قوی مثل اسید سولفوریک همیشه اسید را به اب اضافه می کنیم. (قبل از اضافه کردن اسید مقداری اب مقطر در بالون بریزید و سپس اسید را اضافه کنید.)

برای محلول سازی از مواد جامد آزمایشگاه از رابطه زیر استفاده کنید :

$$\text{مقدار ماده جامد (gr)} = \frac{\text{جرم مولکولی ماده جامد (gr)}}{1 \text{ mol}} \times \frac{\text{حجم محلول (cc)}}{1000 \text{ (cc)}} \times \text{نرمالینه محلول}$$

فقط کافی است مقدار ماده جامد بدست آمده را در مقداری اب مقطر حل کرده و به حجم مورد نظر برسانید.

مثال :

۵۰ میل لیتر محلول یک نرمال یدید پتاسیم تهیه کنید؟
(جرم مولکولی یدید پتاسیم : ۱۶۶gr گرم)

$$1 \text{ N} \times \frac{50 \text{ cc}}{1000 \text{ cc}} \times \frac{166 \text{ gr}}{1 \text{ mol}} = 8.3 \text{ gr}$$

اگر دقیقا ۸/۳ گرم از یدید پتاسیم را در ۵۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنیم محلول یک نرمال بدست خواهد آمد.

آزمایش شماره ۲:

استخراج DNA از خون انسان با استفاده از تکنیک Salting Out

مقدمه:

استخراج DNA ژنومی با کمیت و کیفیت مطلوب اولین و مهم ترین نیاز در اجرای تحلیل های ژنتیکی، مانند تشخیص جهش و پی بردن به توالی و عملکرد بخش ویژه ای از ژنوم، است.

مرحله اساسی و مهم در انجام PCR و مطالعات مولکولی، تخلیص DNA می باشد، لذا برای جلوگیری از اشتباهات و اشکالاتی که ممکن است در PCR پیش آید، استخراج DNA نیاز به وقت و دقت خاصی داشته و شرایط ویژه ای باید رعایت گردد. از شرایط اساسی نمونه استخراج شده آن است که نمونه حداقل حاوی یک زنجیره DNA سالم، باغلظت بالا باشد و اینکه از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و ناخالصی ها (آلودگی با پروتئینها، چربیها، RNA و سایر ترکیبات سلولی به جز DNA) تا حدی کم باشد که پلیمریزاسیون را مهار ننماید.

روشهای مختلفی جهت استخراج DNA به کار گرفته می شوند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- روش Salting Out (نمکی)
- روش Boiling (جوشاندن)
- روش فنل - کلروفرم
- روش پروتئیناز k
- استفاده از کیت های تجاری

اصول کلی استخراج در تمامی انواع روشها یکسان است و بر مراحل زیر استوار می باشند:

- (۱) شکستن سلول برای از بین بردن دیواره هسته که معمولاً با استفاده از شوک اسمزی و دترجنت های یونی، مانند تریتون یا تریس، صورت می گیرد.
- (۲) هضم پروتئینها با استفاده از دترجنتهای یونی، مانند سدیم دودسیل سولفات (SDS)، که سبب تخریب غشاء سلولی و پروتئین متصل به DNA می شود، انجام می شود. تیمار آنزیمی (پروتئیناز K) نقش پروتئین زدایی دارد. به طور طبیعی DNA در سلول ها به صورت کمپلکس DNA و پروتئین می باشد. بعلاوه پروتئین ها و لیپیدهای سلول نیز باید از اسید نوکلئیک جدا شوند که در این مورد نیز از ترکیبات مختلفی استفاده می شود. معمولاً از مواد دترجنت برای از بین بردن واکنش های یونی بین هیستون های با بار مثبت و اسکلت حامل بار منفی DNA استفاده می شود. رایج ترین دترجنت مورد مصرف دترجنت آنیونی SDS می باشد که به پروتئینها متصل شده و به آنها مقدار زیادی خاصیت آنیونی می دهد؛ در نتیجه واکنشهای یونی کمتری بین هیستونها و DNA ایجاد می شود. نقش دیگر SDS دناتوره کردن دزاکسی ریبونوکلائها و سایر پروتئینها می باشد تا SDS

رسوب نکنند. جهت دیپروتئینه کردن بهتر می توان از پروتئیناز K که یک پروتئیناز عمومی است در حضور SDS استفاده نمود. از آنجایی که این آنزیم فعالیت بالایی داشته و قادر به هضم پروتئین های دست نخورده است و از سویی دیگر چون سوبستراهای مورد هضم این آنزیم بسیار متنوع می باشد، کاربرد قابل توجهی در مراحل تخلیص اسیدهای نوکلئیک دارد. این آنزیم فعالیت خود را در حضور SDS حفظ می نماید. این خاصیت آنزیم به ما امکان می دهد تا از آن همراه با لیز کردن سلول ها که توام با آزادی فوری نوکلئاز ها است استفاده نماییم. pH مطلوب عملکرد این آنزیم ۷/۵-۱۲ است ولی غالباً در محدوده ۹-۷/۹ به کار می رود و شرایط محلول واکنش که مناسب فعالیت این آنزیم است TES با pH = ۷/۸ می باشد.

(۳) رسوب پروتئین ها. در DNA حاصل از هضم ناخالصی هایی وجود دارد. جهت رسوب پروتئین ها از محلول نمک NaCl اشباع (۶ مولار) استفاده می شود تا با کمک آن پروتئین های اضافی به نمک باند شده و رسوب نمایند و DNA برای مرحله رسوب دادن آماده گردد..

(۴) رسوب دادن DNA که معمولاً با استفاده از اتانول مطلق سرد و یا ایزوپروپانل سرد انجام می شود. افزودن الکل سبب کاهش قطبیت محیط آبی شده و به توده ای شدن رشته های محلول DNA و تجمع آنها کمک کرده و در نتیجه سبب رسوب DNA می شود. الکل سبب توده شدن رشته های محلول DNA و نیز تجمع آنها می گردد.

(۵) انحلال رسوب DNA که معمولاً در بافر TE (Tris-HCL, EDTA) حل می نمایند. EDTA یون های فلزی لازم برای فعالیت DNAase را مهار می کند و pH فوق دامیناسیون بازها را به حداقل می رساند.

علاوه بر موارد ذکر شده نکات دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله:

- آنزیم های مختلفی در سلول وجود دارد که می توانند DNA را تجزیه کنند و به آنزیم های DNase معروفند. مهمترین آسیب از جانب دزاکسی ریبونوکلیازها می باشد که هیدرولیز اتصالات فسفودی استر را کاتالیز می کنند. یون های Mn^{2+} و Mg^{2+} کوفاکتور این نوکلئازها هستند، لذا با افزودن EDTA به محلول استخراج DNA می توان با شلات کردن این یون ها عمل مخرب این آنزیم ها را مهار کرد. از سوی دیگر یون های فلزی دوظرفیتی می توانند با گروه های آنیونی فسفات روی DNA ایجاد نمک کنند. Mg^{2+} می تواند واسطه اتصال پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک به یکدیگر باشد که وجود EDTA مانع بروز اینگونه مشکلات می گردد. محیط مناسب برای محلول بودن DNA، محلول حاوی EDTA که به میزان مناسبی دارای املاح نیز می باشد، است. DNA در محلول های نمکی پایدارتر و محلول تر است.
- pH محیط نیز باید قلیایی و ملایم و در حدود ۸ باشد، زیرا در این pH میزان بار مثبت هیستون ها کاهش یافته و در نتیجه واکنش های الکترواستاتیک بین DNA و هیستون ها کاهش یافته و همچنین فعالیت نوکلئازها در این pH کمتر می گردد. از سوی دیگر pH نسبتاً بالا در جهت دناتوره کردن پروتئین نیز عمل می کند.

الف: استخراج DNA به روش Salting out:

روش تهیه محلول های مورد نیاز:

- محلول Stock Tris 1M: برای تهیه ۲۵۰ میلی لیتر محلول Tris 1M ، 30.3gr از Tris را وزن کرده و حجم را به ۲۵۰ میلی لیتر می رسانیم و PH آن را به ۷/۵ می رسانیم.
- محلول Stock EDTA 0.5M: برای تهیه ۱۰۰۰ میلی لیتر محلول EDTA 0.5M مقدار 186.12gr از EDTA را وزن کرده و آن را با آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده و حل می کنیم. PH محلول باید حدود ۸ باشد.
- محلول NaCl 6M (نمک اشباع): ۲۹/۲۲ gr سدیم کلراید را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و برای اشباع کردن مرتباً سدیم کلراید ریخته هم می زنیم به حدی که دیگر حل نشود.
- محلول Stock NaCl 1M: برای تهیه ۵۰۰ میلی لیتر محلول NaCl 1M مقدار ۲۹/۲۲ گرم از NaCl را در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.
- محلول TES (Tris-EDTA-Salt): این محلول از Tris 1M ، EDTA 0.5M و NaCl 1M تشکیل شده است. برای درست کردن ۱۰۰۰ میلی لیتر از محلول TES ابتدا ۱۰ میلی لیتر محلول Tris 1M ، ۲۰ میلی لیتر از محلول EDTA 0.5M و ۱۵۰ میلی لیتر NaCl 1M برداشته، با هم مخلوط می کنیم و در نهایت حجم نهایی را با آب مقطر به ۱۰۰۰ میلی لیتر می رسانیم.
- محلول SDS 10%: ۱۰ گرم از SDS را در آب مقطر حل می کنیم و حجم نهایی را به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

مراحل استخراج DNA از خون به روش Salting out:

۱- مقدار ۳۰۰ میکرولیتر خون وریدی را در لوله حاوی ۲۰۰ μ l EDTA ۰/۵ مولار (به عنوان ماده ضد انعقاد) ریخته خوب مخلوط نموده تا لخته نشود. هپارین نیز مانند EDTA از مواد ضد انعقاد به شمار می‌رود اما به دلیل اینکه باعث غیرفعال شدن taq polymerase می‌شود لذا در خونی که به هدف استخراج DNA، برای انجام PCR، گرفته می‌شود نباید استفاده شود.

۲- جهت لیز کردن گلبولهای قرمز خون در حدود دو برابر حجم اولیه (۳۰۰ میکرولیتر) یعنی ۶۰۰ میکرولیتر آب مقطر سرد اضافه می‌کنیم و به خوبی تکان می‌دهیم و به مدت ۳ دقیقه با دور ۴۵۰۰-۳۵۰۰ rpm سانتریفوژ می‌کنیم. در پایان این مرحله یک رسوب (pellet) سفید رنگ خیلی فشرده در ته لوله داریم و محلول رویی (supernatant) حاوی گلبولهای قرمز متلاشی شده است که با کج کردن لوله این محلول را خارج می‌کنیم. روش دیگر برای لیز کردن گلبولهای قرمز استفاده از ۱ ml Lysis Buffer است که شامل ترکیبی از مواد زیر در حجم نهایی ۵۰ میلی لیتر می‌باشد:

- * Tris-HCl (PH7.6) 1M 10ml
- * $MgCl_2$ 1M 5ml
- * Sucrose 32 M 109.5 gr (محلول ایزوتونیک)
- * Triton X100 10 ml

۳- مرحله قبلی را مجدداً با ۱۵۰ میکرولیتر آب مقطر یا ۲۰۰ میکرولیتر Lysis Buffer، دو تا سه بار تکرار می‌کنیم تا مابقی گلبولهای قرمز لیز شوند در واقع این کار را تا تمیز شدن رسوب از گلبولهای قرمز ادامه می‌دهیم و محلول رویی را خارج می‌کنیم و رسوب را که شامل گلبولهای سفید است نگه می‌داریم.

۴- جهت لیز کردن گلبولهای سفید خون به میکروتیوب‌های حاوی رسوب، مقدار ۴۵۰ میکرولیتر بافر هضم کننده TES (Tris, EDTA, Salt) اضافه کرده به خوبی تکان می‌دهیم تا رسوب بدست آمده کاملاً به حالت محلول در آید. Tris در حفاظت و نگهداری از DNA نقش دارد. EDTA علاوه بر ایجاد محیط مناسب جهت محلول بودن DNA، در مهار DNase‌ها نیز نقش دارد. Salt یا NaCl باعث باند شدن پروتئین به نمک و در نهایت جدا شدن پروتئین می‌کند. در این مرحله می‌توانیم نمونه را جهت توقف کار در فریزر نگه داریم و بقیه مراحل را بعداً انجام دهیم در غیر این صورت ادامه مراحل را طی می‌کنیم.

۵- مقدار ۲۵ μ l، ۱۰٪ SDS اضافه می‌کنیم SDS (سدیم دودسیل سولفات) یک ماده پاک کننده (دترجنت) محسوب می‌شود که در این مرحله اسیدهای چرب جدار گلبولهای سفید را حل می‌کند. سپس ۵۰ μ l پروتئیناز K با غلظت ۲۰ mg/ml اضافه می‌کنیم و از ۳ تا ۲۴ ساعت می‌توان درون بن ماری $56^{\circ}C$ قرار می‌دهیم. این مرحله باعث پاره شدن غشاء سلولی و هسته گشته و رشته های DNA آزاد می‌گردد.

- ۶- برای رسوب و جداسازی پروتئین ها بعد از گذشت زمان مورد نظر و لیز شدن گلبولهای سفید، یک سوم حجم محلول اولیه (۳۰۰ میکرولیتر) یعنی ۱۰۰ میکرولیتر NaCl اشباع ۶ مولار به میکروتیوب اضافه کرده و آنرا یکی دوبار تکان داده تا کدر شود و به مدت ۳ دقیقه با دور ۴۵۰۰-۳۵۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ انجام می دهیم .
- ۷- محلول رویی (supernatant) که حاوی DNA می باشد را به لوله دیگری انتقال داده و به آن ایزوپروپانول سرد اضافه نموده به آرامی تکان می دهیم تا زمانی که کلاف DNA ظاهر گردد. در واقع الکل عمل آب گیری و در نتیجه ظهور کلاف DNA را انجام می دهد .
- ۸- سپس DNA را به میکروتیوب ۱/۵ ml دیگری انتقال داده با دور ۸۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه سانتریفوژ کرده که DNA به ته میکروتیوب بچسبد.
- ۹- بعد مایع رویی که حاوی ایزوپروپانول و نمک می باشد را خالی کرده و سپس آنرا دوبار با الکل ۷۰ درصد شستشو می دهیم ، جهت شستشوی DNA مقدار ۱ ml الکل (متانل) ۷۰ درصد سرد به میکروتیوب اضافه کرده و پس از تکان دادن میکروتیوب آنرا به مدت ۳۰ ثانیه با دور ۱۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ می کنیم، بقایای الکل را خارج می نماییم.
- ۱۰- سپس میکروتیوب حاوی DNA را به مدت ۳۰ دقیقه در مجاورت هوا قرار می دهیم تا الکل باقیمانده تبخیر شود . سپس به DNA بدست آمده به نسبت حجم آن ۵۰ الی ۲۰۰ میکرولیتر محلول TE (, Tris-Hcl EDTA) اضافه کرده و آنرا در یخچال و برای مدت طولانی تری در فریزر نگهداری می نماییم.

ب: استخراج DNA به روش جوشاندن :

مواد مورد نیاز:

- ۱ - بافر لیز کننده گلبولهای قرمز
- ۲ - هیدروکسید سدیم (NaOH) 50 میلی مولار
- ۳ - Tris یک مولار

روش کار:

نیم میلی لیتر خون فاقد هپارین را در میکروتیوب ریخته و به آن یک میلی لیتر بافر R اضافه می کنیم و خوب مخلوط می کنیم. سپس به مدت دو دقیقه با شدت ۱۰۰۰ دور در دقیقه آنرا سانتریفوژ می کنیم. بعد محلول رویی که حاوی گلبولهای قرمز لیز شده و پلاسمای خون می باشد را دور ریخته و مجدداً حدود ۲۰۰ میکرو لیتر بافر R به میکروتیوب اضافه کرده و هم می زنیم تا رسوب موجود در میکروتیوب به رنگ سفید در آید و مجدداً با شدت ۱۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ می کنیم. این عمل را تا تهیه رسوب کاملاً سفید ادامه می دهیم. در مرحله بعد ۱۰۰ میکرولیتر محلول هیدروکسید سدیم (NaOH) 50 میلی مولار بر روی رسوب ریخته و آنقدر هم می زنیم تا

رسوب حل شود. سپس میکرو تیوبها را به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش قرار داده تا گلبولهای سفید لیز شوند. در آخرین مرحله ۲۰ میکرولیتر Tris یک مولار را به میکروتیوپ اضافه می کنیم. (این محلول باعث نگهداری و حفاظت DNA در محلول می شود) و هم می زنیم و سپس به مدت ۳۰-۲۰ ثانیه با دور ۱۰۰۰ سانتریفوژ می کنیم و در نهایت محلول رویی که حاوی DNA می باشد با احتیاط به یک میکروتیوپ جدید منتقل می کنیم. سپس با اتانل مطلق DNA را رسوب می دهیم.

روش جوشاندن دارای معایب و محاسن متعددی است. این روش اصولاً دارای مرحله ای تحت عنوان خالص سازی نمی باشد، بلکه توانایی آن تنها از این نظر مهم میباشد که میتواند DNA را در دسترس قرار دهد. علاوه بر این مواد مصرفی در این روش کمتر بوده و در زمان کوتاه امکان کار با نمونه های انبوه وجود داشته و آلودگی در آزمایشگاه نیز کمتر خواهد بود. از معایب این روش هم عدم حذف کامل مهار کننده ها می باشد و دیگر اینکه روش جوشاندن قادر به استفاده نمونه های با مقادیر کم DNA نمی باشد. با وجود معایب متعدد آن بواسطه سرعت مطلوب این روش در بسیاری از آزمایشگاههای تشخیص طبی که از PCR استفاده می گردد برای آماده نمودن DNA از آن استفاده می نمایند. با استفاده از این روش می توان به آسانی از خون تازه، لخته شده، کهنه و خشک و همچنین عوامل بیماریزا DNA را استخراج کرد.

ارزیابی کمی و کیفی DNA استخراج شده:

۱- روش اسپکتروفتومتری:

به منظور ارزیابی کیفی DNA از روش ژل الکتروفورز و جهت ارزیابی کمی DNA و آگاهی از میزان غلظت و خلوص آن می توان از روش اسپکتروفتومتری استفاده کرد و بهتر است از دستگاه "پیکودراپ" یا "نانو دراپ" استفاده شود. در این قسمت روش ساده و دقیق اسپکتروفتومتری که در آن، میزان جذب اشعه UV توسط بازهای DNA اندازه گرفته می شود بررسی می گردد. مولکول های DNA به علت حضور بازهای آروماتیک آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین دارای جذب نوری زیاد در محدوده ماوراء بنفش می باشند. بنابراین اندازه گیری جذب نوری محلول های DNA شاخص خوبی برای درجه خلوص آن می باشد.

حداکثر جذب مولکول DNA در طول موج ۲۶۰nm است. از طرفی معمولاً محلول های DNA مقداری آلودگی پروتئینی دارند که حداکثر جذب محلول های پروتئینی نیز به علت حضور اسیدهای آروماتیک مانند تریپتوفان، فنیل، تیروزین و آلانین در طول موج ۲۸۰nm می باشد. جذب نوری معیار مناسبی برای تعیین نسبت DNA/Protein در یک نمونه و به عبارتی درجه خلوص خواهد بود. به همین علت جهت تعیین غلظت DNA محلول، باید جذب آن را یکبار در طول موج ۲۶۰ نانومتر (طول موجی که در آن DNA حداکثر

جذب را دارد) و بار دیگر در طول موج ۲۸۰ نانومتر (که پروتئین حداکثر جذب را دارد) اندازه گرفت و با استفاده از نسبت جذب در ۲۶۰ نانومتر به جذب در ۲۸۰ نانومتر (260/280) مقدار ناخالصی را محاسبه کرد. بنابراین برای تعیین کیفیت و میزان خالص بودن DNA نسبت دو جذب به صورت زیر محاسبه شده که این مقدار باید بین ۱/۸-۲ باشد:

$$\text{جذب در } 280\text{nm} / \text{جذب در } 260\text{nm} = \text{نسبت جذب (A)}$$

$A < 1/8$ ← غلظت پروتئین بالا است

$A > 2$ ← غلظت RNA و نمکها بالا است

جهت انجام این کار از دستگاه اسپکتروفتومتر، نانودراپ و یا پیکودراپ استفاده می شود.




اسپکتروفتومتر

نانودراپ

پیکودراپ

نتایج از طریق نرم افزار مرتبط با دستگاه بر روی صفحه کامپیوتر به شکل زیر ظاهر می شود که پیک جذب نوری، میزان خلوص DNA استخراج شده و غلظت DNA استخراج شده را گزارش می کند.



شکل: نتایج جذب نوری DNA در طول موج ۲۶۰ نانومتر توسط دستگاه نانودراپ

جهت بررسی کیفی DNA استخراج شده می توان از ژل الکتروفورز نیز استفاده کرد که شرح آن در جلسات آینده ارائه خواهد شد.

آزمایش ۲

واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR: Polymerase Chain Reaction)

PCR یا واکنش زنجیره ای پلیمرز (Polymerase Chain Reaction)، تکنیکی است که با استفاده از آن می‌توان در مدت زمان کوتاهی قطعه خاصی از مولکول DNA را در شرایط آزمایشگاهی میلیون‌ها بار تکثیر نمود. این قطعه DNA ممکن است یک ژن، بخشی از یک کروموزوم یا بخش‌هایی از ژنوم یک موجود باشد. البته در تکثیر DNA با روش PCR محدودیتهایی نیز وجود دارد که مهمترین آنها اندازه قطعات قابل تکثیر می‌باشد به طوری که حداکثر اندازه قطعه‌هایی که با روش PCR معمولی تکثیر می‌گردد، ۵ هزار نوکلئوتید (5 kb) و در روش‌های بهینه شده تا ۲۰ هزار نوکلئوتید (20kb) می‌باشد. واکنش PCR درون یک میکروتیوب در دستگاهی تحت عنوان ترموسایکلر با برنامه تغییرات دمایی انجام می‌گیرد.

اساس این روش بسیار ساده بوده و مانند واکنش همانندسازی DNA در موجودات زنده توسط آنزیم DNA پلیمرز صورت می‌گیرد. در موجودات زنده، مجموعه‌ای از چند پروتئین و آنزیم در فرآیند همانندسازی DNA نقش دارند در حالی که در واکنش PCR تنها نوع خاصی آنزیم DNA پلیمرز مقاوم به حرارت به نام Taq polymerase به همراه بافر، کلرید منیزیم (حاوی یون Mg^{2+}) و نوکلئوتیدها (dNTPs) جهت تکثیر قطعات DNA استفاده می‌شود. همچنین این روش نیاز به یک DNA الگو و نیز یک جفت توالی آغازگر به نام پرایمر (Primer) دارد.

در سال ۱۹۸۳، کری مولیس (Kary Mullis) واکنش PCR را جهت تکثیر DNA اختراع کرد. قبل از این کشف، ساخت قطعات DNA با روش‌های کند و پرهزینه شیمیایی انجام می‌گرفت. به دلیل اهمیت این اختراع، کاربردهای فراوان و نقش ارزنده آن در پیشرفت علم ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی، وی جایزه نوبل شیمی را در سال ۱۹۹۳ دریافت کرد. هنگامی که PCR فقط برای ردیابی یک قطعه DNA ویژه به کار رود، این روش با عنوان PCR کیفی (qualitative PCR) خوانده می‌شود. این روش یک متد بسیار حساس است که به طور تئوریک قادر به کشف یک مولکول منفرد DNA در یک محلول نمونه است. در این روش در بسیاری از موارد یک ژن ویژه کپی می‌گردد.

امروزه واکنش PCR در اکثر آزمایشگاه‌های تشخیصی و تحقیقاتی استفاده می‌شود و در موارد بسیاری مثل شناسایی و جداسازی ژنها، کلونینگ، طبقه‌بندی و شناسایی موجودات زنده، تشخیص بیماری‌های ژنتیکی و حتی پرونده‌های جنایی و تعیین هویت کاربرد دارد. در حال حاضر و نزدیک به ۳۰ سال پس از کشف PCR، این تکنیک جزء لاینفک تحقیقات ژنتیک مولکولی به شمار می‌رود.

اساس کار تکنیک PCR:

اساس واکنش PCR جهت تکثیر توالی DNA دو رشته‌ای، بر پایه پلیمریزاسیون با استفاده از تغییرات دمایی می‌باشد که برای انجام آن از دو قطعه تک رشته‌ای اسید نوکلئیک کوتاه (معمولاً بین ۱۷ تا ۲۴ نوکلئوتید) به نام پرایمر یا آغازگر استفاده می‌شود که پلیمریزاسیون از انتهای این پرایمرها صورت می‌گیرد. بنابراین در انجام PCR توالی قطعه مورد نظر و سرحدات آن باید شناخته شده باشد.

در ابتدا پیوندهای هیدروژنی دو رشته توالی DNA با حرارت (۹۴-۹۵ درجه سانتیگراد) شکسته و دو رشته از یکدیگر جدا می‌شوند.


سپس دمای واکنش پایین آورده می‌شود (معمولاً ۵۵ تا ۶۵ درجه سانتیگراد). در این مرحله، دو قطعه کوتاه DNA تک رشته‌ای (پرایمر) که دقیقاً مشابه دو طرف قطعه DNA مورد نظر برای تکثیر، طراحی و ساخته شده‌اند، به توالیهای مکمل خود در دو رشته باز شده DNA متصل می‌گردند. یکی از این دو پرایمر به عنوان رفت (Forward) و دیگری به عنوان برگشت (Reverse) به کار گرفته می‌شوند. این دو پرایمر انتهای ۳'OH آزاد جهت فعالیت آنزیم DNA پلیمراز (Taq pol.) را فراهم می‌نماید، کاری که در همانندسازی به صورت *in vivo* در موجودات زنده توسط آنزیم پریماز و توالی اولیه ساخته شده توسط آن انجام می‌گیرد. با این تفاوت که ماهیت پرایمر در *in vivo* RNA ای ولی در *invitro* ماهیت DNA ای دارد. در مرحله بعد، دمای واکنش تا ۷۲ درجه سانتیگراد (دمای مناسب آنزیم Taq polymerase) افزایش یافته و عمل تکثیر قطعه DNA مورد نظر بین دو پرایمر با استفاده از نوکلئوتیدهای موجود، توسط آنزیم Taq polymerase مقاوم به حرارت انجام می‌پذیرد.

سیکل های PCR:

تغییرات دمایی که به آنها اشاره شد به طور کلی شامل سه مرحله اصلی PCR می‌باشد که طی ۲۵-۴۰ سیکل (معمولاً ۳۰ سیکل) انجام می‌گیرد و دستگاه PCR طبق برنامه وارد شده توسط کاربر این سه مرحله را به طور متوالی به تعداد سیکل های تعریف شده تکرار می‌کند. هر سیکل شامل مراحل زیر می‌باشد:

- **مرحله اول: (Denaturation step) یا مرحله واسرشت سازی،** ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در دمای ۹۵ درجه سانتیگراد که طی آن دو رشته DNA به وسیله حرارت از هم جدا می‌شوند.
- **مرحله دوم: (Annealing step) یا مرحله اتصال،** ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در دمای ۵۵-۶۵ درجه سانتیگراد (بسته به نوع پرایمر)، در این مرحله با پایین آمدن دما پرایمرها به نواحی مکمل خود روی DNA الگو متصل شده و محدوده تکثیر قطعه DNA مشخص می‌شود. دمای این مرحله به میانگین T_m یا نقطه ذوب پرایمر بستگی دارد.

- مرحله سوم: (Extension or Elongation step) یا مرحله طولیل شدن یا گسترش، ۶۰ ثانیه در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد انجام می گیرد که بهترین دما برای فعالیت آنزیم Taq pol. می باشد بنابراین شروع به سنتز از انتهای ۳'OH آزاد پرایمر می کند. پلیمریزاسیون در جهت ۳' → ۵' ادامه می یابد.



شکل ۱: واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR)

پس از اتمام سیکلها دو مرحله دیگر در پایان انجام می گیرد:

- مرحله Final Extension یا مرحله طولیل شدن نهایی: که پس از اتمام آخرین سیکل به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد انجام می شود تا از همانندسازی کلیه تک رشته های DNA اطمینان حاصل گردد.
- مرحله Final Hold یا نگهداری نهایی که محصول PCR نهایی در دمای ۴ درجه سانتیگراد برای مدت زمان کوتاهی قابل نگهداری در دستگاه می باشد.

اجزاء واکنش PCR

نمونه DNA (الگو) یا DNA Template :

تکثیر از روی نمونه DNA ای که قبلاً استخراج گردیده انجام می شود. معمولاً حدود یک میکروگرم از DNA ژنومی برای یک واکنش PCR کافی است. بیش از این مقدار، باعث تولید محصولات غیر اختصاصی (قطعات

DNA دیگری غیر از قطعه مورد نظر) شده و مقدار کم نمونه DNA نیز باعث کاهش دقت واکنش PCR یا عدم تکثیر قطعه مورد نظر می گردد. کیفیت نمونه DNA نیز مهم است به طوری که باقی ماندن ترکیبات مورد استفاده در مرحله استخراج DNA مثل فیل و EDTA، باعث کاهش فعالیت آنزیم Taq polymerase و عدم حصول نتیجه مورد نظر می گردد. همچنین آلوده شدن واکنش PCR با مقادیر بسیار اندک DNA از هر منبع دیگری، به دلیل حساسیت فوق العاده این تکنیک، ممکن است به تولید قطعات غیر قابل انتظار بیانجامد.

- **آنزیم Taq polymerase :**

DNA پلیمرز مورد استفاده در PCR، taq polymerase می باشد که از باکتری ترموس آکوآنتیکوس (Thermus aquaticus) استخراج شده و مقاوم به حرارت می باشد. این آنزیم برای تکثیر قطعات کمتر از سه هزار جفت باز توصیه شده و پر مصرف ترین آنزیم مورد استفاده در PCR می باشد. به طور معمول حدود یک واحد از این آنزیم در ۵۰ میکرو لیتر از واکنش PCR استفاده می شود. اگر نمونه DNA حاوی مواد ممانعت کننده PCR باشد، می توان این مقدار را دو تا سه برابر افزایش داد ولی مقادیر بالاتر آنزیم باعث تولید محصولات غیر اختصاصی می گردد. گرچه دمای مناسب برای این آنزیم ۷۲ درجه سانتیگراد می باشد ولی چون این آنزیم در دمای معمولی نیز قادر به تکثیر می باشد برای جلوگیری از اتصال قطعات پرایمر به نقاط دیگری روی توالی نمونه DNA و امکان تولید قطعات غیر اختصاصی، توصیه می شود که تمامی مراحل آماده سازی واکنش PCR بر روی یخ صورت گیرد.

- **نوکلئوتیدها (dNTPs) :**

چهار نوکلئوتید تشکیل دهنده قطعه DNA از اجزا واکنش PCR می باشند که به عنوان واحد های ساختمانی مورد نیاز در ساخت قطعه DNA استفاده می شوند. غلظت مورد نیاز از هر یک از نوکلئوتیدها برای واکنش PCR یکسان و برابر ۰/۲ میلی مولار می باشد. برای این منظور از مخلوط های آماده واحد هر چهار نوکلئوتید که با غلظت های مختلف مثل دو میلی مولار، ۱۰ میلی مولار و ۲۵ میلی مولار موجود است، استفاده می شود. به طور مثال، در یک واکنش ۵۰ میکرو لیتری PCR باید ۱ میکرو لیتر از مخلوط ۱۰ میلی مولار نوکلئوتیدها برای دستیابی به مقدار مورد نیاز در واکنش استفاده کرد.

- **بافر :**

مهمترین نقش بافر PCR تنظیم pH مناسب واکنش PCR و آنزیم Taq polymerase می باشد. یکی از بافرهای رایج Tris-HCl است که یک بافر یونی دو قطبی می باشد.

- **یون Mg^{2+} :**

انواع مختلف آنزیم DNA polymerase برای فعالیت خود به این یون نیاز دارند و این یون برای اتصال پرایمر و قطعه DNA لازم است. برای تکثیر با Taq polymerase این یون عمدتاً به صورت ترکیب $MgCl_2$ در واکنش PCR استفاده می شود. این ترکیب گاهی در همان بافر PCR قرار داده می شود ولی از آنجا که برای برخی واکنش های

PCR لازم است که غلظت این یون تغییر نماید، این ترکیب به طور جداگانه تهیه و به واکنش PCR افزوده می شود. غلظت بهینه یون منیزیم در واکنش PCR، ۱/۵ میلی مولار است در حالیکه غلظت stock این یون ۵۰ میلی مولار است در نتیجه جهت استفاده در یک واکنش ۵۰ میکرولیتری باید ۱/۵ میکرولیتر از این ترکیب به سایر مواد افزوده شود. غلظت بالاتر از این مقدار باعث تکثیر قطعاتی غیر از قطعه مورد نظر (قطعات غیر اختصاصی) شده و غلظت پایین این یون نیز ممکن است به کاهش کارایی واکنش و میزان تولید قطعه مورد نظر منجر شود.

• پرایمر یا آغاز گر (Primers):

برای انجام PCR نیاز به دو پرایمر Forward (رفت) و Reverse (برگشت) است. پرایمرها در حالت *in vivo* از جنس RNA هستند چرا که تمامی آنزیم های DNA pol برای سنتز نیاز به انتهای ۳'OH دارند اما RNA pol ها بدون نیاز به آن می توانند از روی الگوی DNA رشته RNA سنتز کنند به همین خاطر برای شروع همانند سازی ابتدا RNA pol ها یک قطعه کوچک سنتز می کنند (پرایمر) تا انتهای ۳'OH آزاد برای فعالیت آنزیم های DNA pol ایجاد شود طبیعتاً محصول RNA pol ها مولکول RNA خواهد بود. در حالیکه در حالت *in vitro* باید از جنس DNA می باشند زیرا اگر از جنس RNA باشند به خاطر گروه OH فعال، سریعاً خاصیت خود را از دست می دهند. همچنین در فرایند PCR همانند سازی به صورت *in vitro* انجام می شود نیازی به آنزیم RNA پلیمراز جهت سنتز پرایمر RNA ای نیست چرا که ما با دانستن توالی قطعه مورد نظر، خودمان پرایمر را با ماهیت DNA ای طراحی می کنیم تا انتهای ۳'OH را جهت فعالیت DNA پلیمراز فراهم سازد. غلظت بهینه پرایمرها برای واکنش PCR از ۱۰۰ نانو مولار تا یک میکرو مولار متغیر است. غلظت بیش از این، منجر به تولید قطعات غیر اختصاصی می شود. طراحی پرایمر نیازمند دقت فراوانی است و مرحله بسیار مهمی در امکان پذیر شدن و صحت تکثیر قطعه مورد نظر دارد. طراحی پرایمر معمولاً به کمک نرم افزارهایی مثل Gene Runner ، Primer 3 و... انجام می شود. دمای مرحله اتصال در برنامه PCR به توالی پرایمرها ارتباط دارد و معمولاً باید بین ۶۵-۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

❖ کلیه این مواد به همراه آب مقطر در یک حجم ۲۵ میکرولیتری و یا ۵۰ میکرولیتری آماده می شوند. جهت محاسبه میزان آب، مقدار مصرفی از هریک از اجزاء در یک واکنش را جمع کرده و از حجم نهایی واکنش (۲۵ یا ۵۰ میکرولیتر) کم کرده میزان آب مصرفی در یک واکنش به دست می آید.

وسایل مورد نیاز برای واکنش PCR :

۱. دستگاه ترموسایکلر (ایجاد کننده چرخه های دمایی که قابل برنامه ریزی می باشد)
۲. سمپلر (برای برداشتن مقادیر اندک مورد نیاز از مواد برای واکنش PCR در مقیاس میکرو لیتر)
۳. تیپ (قسمت پلاستیکی که برای کشیدن محلول به سمپلر متصل می شود)


۴. ویال یا میکروتیوب (لوله های درب دار کوچک، در دو اندازه بر اساس گنجایش آنها یعنی ۲۰۰ و ۵۰۰ میکرو لیتر،

که واکنش PCR در آنها انجام می شود)

۵. ظروف نگهداری میکروتیوب ها (رک)

۶. یخ خشک

روش کار در آزمایشگاه ضمن انجام کار عملی به طور کامل شرح داده می شود که به طور خلاصه شامل موارد زیر است:



کاربردهای PCR :

تکنیک PCR کاربردهای نامحدودی در عرصه های مختلف زیست مولکولی دارد ، علت اصلی این امر این است که DNA الگوی بکار رفته در PCR را می توان از منابع مختلف تامین کرده و مورد استفاده قرار داد .

بطور کلی PCR به دو منظور اصلی بکار می رود :

۱- تهیه نسخه های متعدد از یک ژن :

برای این کار بجای اینکه هر دو پرایمر مورد نیاز برای PCR را به یک میزان به محیط واکنش اضافه کنند ، یکی از پرایمر ها را به تعداد کمتر پرایمر دیگر را به تعداد بیشتر اضافه می کنند . در هنگام انجام PCR ، در ابتدا هر دو رشته با هم همانند سازی می کنند ولی پس از تمام شدن یکی از پرایمر ها فقط رشته دیگر که هنوز پرایمر آن وجود دارد ساخته می شود و به همین دلیل نسخه های بیشتری از این رشته بوجود می آید. پس از پایان PCR چند نسخه DNA دو رشته ای از ژن مورد نظر ایجاد خواهد شد که می توان به طور مستقیم در روش سانجر بکار برد .

مثال دیگری از کاربردهای PCR بررسی پیوستگی ژنها و تعیین فاصله ی بین ژنها بر روی کروموزومهای انسان است . در ژنتیک برای تعیین فاصله ی بین ژنها از بررسی تعداد نوترکیبها به نسبت فنوتیپ والدین استفاده می شود . این روش برای مگس سرکه که زادآوری آن در هر نسل بسیار زیاد و دوره ی رشد آن نیز کوتاه است به راحتی قابل انجام است ولی در مورد انسان که زاده های آن در هر نسل بسیار محدود و با فاصله ی زمانی زیاد می باشد ، این بررسی هابه سختی و با محدودیت بسیار انجام می گیرد . ولی امروزه دانشمندان با استفاده از PCR روش جدیدی را برای این کار پیدا کرده اند . برای این کار از بررسی آللهای موجود در یک اسپرم استفاده می شود . از آنجائیکه اسپرمها هاپلوئید بوده و در هر اسپرم از هر کروموزوم یک عدد وجود دارد ، با بررسی همزمان دو ژن بر روی یک کروموزوم و تعیین میزان نوترکیبی بین این دو ژن می توان فاصله ی ژنتیکی بین دو ژن را تعیین کرد . در واقع از نظر ژنتیکی بررسی ۱۰۰۰ اسپرم با بررسی ۱۰۰۰ فرزند یک خانواده برابر است . با استفاده از این روش ثابت شده است که میزان نوترکیبی کروموزومها در مردها با میزان نوترکیبی در زنها متفاوت است .

۲- بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در مخلوطی از DNA :

به جرأت می توان گفت که این کاربرد دوم PCR مهمترین کاربرد آن و علت اصلی گسترش روزافزون آن در کلیه شاخه های علوم زیست مولکولی است. تعدادی از این کاربردها عبارتند از :

- تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیکی

- تعیین جنسیت جنین

- بررسی عفونت های باکتریایی و ویروسی

- تشخیص جهش ها و سرطان ها :

- تعیین توالیهای کروموزومی انسان در سلولهای هیبریدی (هتروکاریونها)

مشکلات PCR :

با تمامی مزایای فوق PCR مشکلات خاص خود را دارد. مهمترین مشکل PCR آلودگی نمونه های مورد بررسی است. به دلیل حساسیت فوق العاده و قدرت تکثیر زیاد PCR هر قطعه DNA خارجی که وارد محیط PCR شود، مورد تکثیر قرار گرفته و نتایج عجیب و دور از واقعیتی به وجود خواهد آورد. برای مثال در مورد تحقیقی که در تعیین جنسیت با استفاده از خون مادران باردار بیان شد، در بین جوابها یک مورد مثبت کاذب برای یکی از زنان غیر باردار که به عنوان شاهد منفی استفاده شده بود، وجود داشت. پس از بررسی معلوم شد که تعداد ناچیزی از سلولهای پوست یکی از کارکنان مرد آزمایشگاه وارد لوله ی PCR شده است. گاهی نیز باقیمانده ی قطعات DNA حاصل از تکثیر DNA های قبلی باعث آلودگی PCR می شود که در این مورد شستشوی زیاد و دقیق مشکل گشا است.

طراحی پرایمر:

نکات مهم در طراحی پرایمر:

- ۱۷-۲۴ نوکلئوتید طول داشته باشد ، تا بتواند ویژگی کافی برای اتصال به توالی هدف منحصر به فرد را حتی در مورد الگوهای اولیه، به DNA ژنومی پیچیده‌ی انسان فراهم کند. اگر طول پرایمر از این مقدار کمتر باشد علاوه بر اینکه اختصاصیت پرایمر را کاهش می دهد، اتصال پرایمر به هدف را نیز سست می - کند و اگر طول پرایمر از این مقدار بیشتر باشد اتصال پرایمر دشوار خواهد شد و مدت زمان بیشتری لازم خواهد بود تا پرایمر به هدف متصل شود که این زمان خارج از مدت زمان تعیین شده برای PCR شده و غیرممکن خواهد بود.
 - توالی پرایمرها دارای پراکندگی مناسبی از چهار نوکلئوتید باشد.
 - درصد GC پرایمرها بین ۵۰ تا ۶۰ باشد.
 - از توالی های تکراری یا نواحی حاوی ردیفی از یک نوکلئوتید خودداری شود، زیرا این امر می تواند منجر به لغزش (Slipping) پرایمرها به روی الگو شود.
 - باید از انتخاب تکرارهای معکوس یا پالیندرومیک یا هر توالی خود مکمل بیشتر از ۳ جفت باز پرهیز نمود تا امکان تشکیل ساختارهای ثانویه به دلیل مکمل بودن توالی های داخلی، وجود نداشته باشد.
 - صحت توالی های انتهای ۳ برای تکثیر ضروری است بنابراین باید دقت کرد که منطقه مورد نظر دارای پلی مورفیسم نباشد.
 - از تکرار سه یا بیشتر C و G در انتهای ۳ خودداری شود زیرا ممکن است منجر به اتصال غلط در نواحی غنی از GC گردد.
 - به طور کلی حداقل سه نوکلئوتید آخر انتهای ۳ باید کاملاً با توالی الگو جفت شوند زیرا ناحیه ای از پرایمر که باید کاملاً با الگو مطابقت داشته باشد انتهای ۳ است زیرا این انتهای پرایمر بوسیله DNA پلی مرز گسترش می یابد و بنابراین برای اطمینان از ویژگی اتصال به توالی هدف اهمیت دارد.
 - توالی های انتهای ۳ امکان اتصال با خود و یا با هر پرایمر دیگر که ممکن است در PCR با آنها همراه شود را نداشته باشند، در غیر این صورت پرایمرها تشکیل پرایمر دایمر می دهند.
- "پرایمر دایمر" حاصل طویل شدن پرایمر به وسیله پلی مرز با الگو گرفتن از خود پرایمر یا پرایمر دیگر PCR است با توجه به اینکه محصول پرایمر دایمر محتوی یک یا هر دو پرایمر و توالی مکمل آنهاست، این محصول یک الگوی عالی برای تکثیرهای بعدی است. از آنجائیکه محصولات کوچکتتر با بازده بهتری تکثیر می شوند (و پرایمر- دایمر کوچکتترین اندازه را داراست) لذا این محصولات

می‌توانند بخش غالب PCR را در برگرفته و پرایمرها را از اتصال به توالی هدف خود بر روی DNA الگو باز دارند.

- دمای ذوب (Tm) دو پرایمر نباید بیشتر از ۵°C باشد.

TM دمایایی است که در آن نیمی از پرایمرها به توالی هدف متصل شده اند. روش های مختلفی برای محاسبه TM وجود دارد. ساده ترین روش برای پرایمرها با طول حدود ۲۰ نوکلئوتید، جمع کردن تعداد هریک از نوکلئوتیدها در پرایمر و سپس استفاده از رابطه زیر است:

$$TM = [4^{\circ}C (G+C) + 2^{\circ}C (A + T \text{ تعداد})]$$



این رابطه نشان می‌دهد که جفت بازهای G/C به دلیل دارا بودن تعداد پیوندهای هیدروژنی بیشتر، از جفت بازهای A/T پایدارترند. مهمترین کاربرد این رابطه هنگام طراحی پرایمرها برای یکی کردن TM آنهاست تا دمای اتصال آنها، باهم برابر باشد. به طور مثال واضح است که استفاده از یک پرایمر با $TM = 40^{\circ}C$ همراه با پرایمر دیگری با $TM = 68^{\circ}C$ صحیح نیست. در صورت استفاده از رابطه فوق برای محاسبه TM، بهتر است که دمای اتصال در اولین PCR در حدود $5^{\circ}C - 3^{\circ}C$ پایین تر از TM محاسبه شده تنظیم گردد.

در عمل اغلب لازم است که دمای اتصال به صورتی تجربی تعیین گردد. مطلوب ترین حالت، استفاده از بالاترین دمائی است که در آن تکثیر کافی محصول مورد نظر با حداقل محصولات غیراختصاصی امکان پذیر باشد. بهینه سازی دمای اتصال در صورتی که بتوان از یک ترموسایکلر دارای بلوک شیب حرارتی (gradient) استفاده نمود، بسیار راحت خواهد بود.

به منظور طراحی پرایمر برای یک قطعه خاص، ابتدا لازم است اطلاعات مربوط به ژن مورد نظر و یا اگزون مربوطه را با کمک سایت های Genome Browser مثل NCBI، UCSC و جستجو کنید. این پایگاه ها در یک مسیر کاملاً سازماندهی شده مقادیر قابل توجهی از اطلاعات توالی های نوکلئوتیدی که در آزمایشگاه های مختلف تولید می شود را جمع آوری کرده و ذخیره می کنند. هر پایگاه اطلاعاتی، قالب خاص خود را داشته و روش جستجو در آن نیز در عین سادگی از اختصاصیت برخوردار است. در جهان سه پایگاه اصلی برای حفظ، ذخیره و بازیابی اطلاعات نوکلئوتیدی وجود دارد که به طور روزانه داده های جدید خود را مبادله می کنند. که پر کاربردترین آن پایگاه GeneBank در امریکای شمالی است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI) سرپرستی می شود.

چگونگی جستجو در پایگاه اطلاعات NCBI:

ابتدا NCBI را از طریق موتور جستجو google جستجو کرده سپس گزینه GENE را انتخاب کنید. سپس نام ژن مورد نظر را در ریبون نمایش داده شده تایپ کنید. چندین مورد نمایش داده می شود اگر ژن مورد نظر شما مربوط به انسان است گونه human یا homosapiense را انتخاب کنید. آنگاه می توانید اطلاعات مربوط به ژن مورد نظر را مشاهده کنید.



insulin receptor - Gene - NCBI - Mozilla Firefox

www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=insulin+receptor

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

Gene Gene insulin receptor Search

Save search Limits Advanced Help

Display Settings: Summary, 20 per page, Sorted by Relevance

Results: 1 to 20 of 1495

1. [IRS1 - insulin receptor substrate 1 \[Homo sapiens \(human\)\]](#)

1. **insulin receptor substrate 1**
 Official Symbol: IRS1
 Other Aliases: HIRS-1
 Other Designations: IRS-1
 Location: 2q36
 Annotation: Chromosome 2, NC_000002.11 (227596033..227664545, complement)
 MIM: 147545
 ID: 3667
[Order cDNA clone](#)

2. [Irs1 - insulin receptor substrate 1 \[Mus musculus \(house mouse\)\]](#)

2. **insulin receptor substrate 1**
 Official Symbol: Irs1
 Other Aliases: G972R, IRS-1
 Location: 142.0 cM
 Annotation: Chromosome 1, NC_000067.6 (82233105..82291439, complement)
 ID: 16367
[Order cDNA clone](#)

3. [INSR - insulin receptor \[Homo sapiens \(human\)\]](#)

3. **insulin receptor**
 Official Symbol: INSR

Filter your results:

All (1495)

Current Only (1433)

Genes Genomes (1405)

SNP GeneView (636)

In ClinVar (263)

Manage Filters

Top Organisms [Tree]

More...

Find related data

Database: Select

Find items

Search details

insulin receptor[All Fields]

گونه انسان را
انتخاب کنید

INSRR insulin receptor-related receptor [Homo sapiens (human)] - Gene - NCBI - Mozilla Firefox

www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3645

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

Gene Gene Search

Limits Advanced Help

Display Settings: Full Report

INSRR insulin receptor-related receptor [Homo sapiens (human)]

Gene ID: 3645, updated on 3-Nov-2013

Summary

Official Symbol [INSRR](#) provided by [HGNC](#)

Official Full Name [insulin receptor-related receptor](#) provided by [HGNC](#)

Primary source [HGNC:6093](#)

See related [Ensembl:ENSG0000027644](#), [HPRD:00976](#), [MIM:147671](#), [Vega:OTTHUMG00000041291](#)

Gene type protein coding

RefSeq status VALIDATED

Organism [Homo sapiens](#)

Lineage Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorhini; Catarrhini; Hominidae; Homo

Also known as IRR

Interactions

Pathways

General gene information

Markers, Homology, Gene Ontology

General protein information

Reference sequences

Related sequences

Additional links

Genomic context

Location: 1q21-q23

Sequence: Chromosome 1; NC_000001.10 (156810665..156828712, complement)

See INSRR in [Epigenomics](#), [MapViewer](#)

Chromosome 1 - NC_000001.10

Related information

Order cDNA clone

BioAssay

BioAssay by Target (List)

BioAssay by Target (Summary)

اطلاعات مربوط
به ژن را مشاهده
می کنید

The screenshot shows the NCBI Gene browser interface for the **INSRR** gene (insulin receptor-related receptor) on chromosome 1. The browser displays genomic regions, transcripts, and products. A callout bubble points to the **FASTA** link in the top navigation bar, stating: "توالی در فرمت FASTA". Another callout bubble points to the **GenBank** link, stating: "توالی در فرمت Gen Bank". A third callout bubble points to the gene model, stating: "نمای شماتیک ژن مورد نظر، جایگاه آن و جهت رونویسی آن".

برای گرفتن توالی ژن مورد نظر هم می توان از قسمت Gen Bank وارد شد و یا اینکه با فرمت FASTA توالی ژن را به دست آورد.

اجزای یک رکورد GenBank:

۱-بخش عنوان یا Header:

این بخش از رکورد حاوی اطلاعاتی نظیر نام لوکوس (که گاهی همان شماره دسترسی است)، نوع مولکول، زمان تسلیم اطلاعات، تعریف حاوی نام توالی، شماره دسترسی، شماره نسخه (شماره دسترسی با اضافه یک عدد برای نشان دادن دفعات اصلاح آن رکورد)، منشاء توالی و تاکسونومی موجود منشاء، کلید واژه ها و آدرس مقالات مربوط می باشد در شکل ۴ یک نمونه از یک رکورد به همراه توضیحات آمده است. شماره دسترسی مهمترین جزء این قسمت است زیرا تنها این شماره یگانه بوده و بهترین گزینه برای مراجعه مجدد به این رکورد می باشد.

شماره
دسترسی

GenBank Division

□ 1: NM_000457. Homo sapiens hepa...[gi:21361184]

LOCUS HNF4A 2289 bp mRNA linear PRI 27-AUG-2002

DEFINITION Homo sapiens hepatocyte nuclear factor 4, alpha (HNF4A), mRNA.

ACCESSION NM_000457

VERSION NM_000457.2 GI:21361184

KEYWORDS

SOURCE human.

ORGANISM Homo sapiens

Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniota; Vertebrata; Euteleostomi;

Mammalia; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo.

REFERENCE 1 (bases 1 to 2289)

AUTHORS Bell,G.I., Xiang,K.S., Newman,M.V.,

Fajans,S.S., Spielman,R.S. and Cox,N.W.

TITLE Gene for non-insulin-dependent diabetes mellitus (maturity-onset diabetes of the young subtype) is linked to DNA polymorphism on human chromosome 20q

JOURNAL Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 88 (4), 1484-1488 (1991)

MEDLINE 91142197

PUBMED 1899928

REFERENCE 2 (bases 1 to 2289)

AUTHORS Chartier,F.L., Bossu,J.P., Laudet,V., Fruchart,J.C. and Laine,B.

TITLE Cloning and sequencing of cDNAs encoding the human hepatocyte nuclear factor 4 indicate the presence of two isoforms in human liver

JOURNAL Gene 147 (2), 269-272 (1994)

MEDLINE 95011627

PUBMED 7926813

REFERENCE 3 (bases 1 to 2289)

AUTHORS Drewes,T., Senkel,S., Holewa,B. and Rvffel,G.U.

زمان تسلیم اطلا زمان تسلیم
اطلاعات یا آخرین تغییرات
عات یا آخرین تغییرات

نام لوکوس

نوع مولکول

- بخش ویژگی‌ها یا Features:

در این بخش اطلاعاتی که در مورد ویژگی‌های توالی است نشان داده می‌شود. طول توالی، محل توالی رمزکننده پروتئین و اگزونها (در صورت وجود)، گوناگونی در توالی (Variation)، توالی پروتئین رمز شده توسط آن توالی نوکلئوتیدی و مانند آنها در این بخش فهرست می‌شوند. نمونه این بخش را به همراه توضیحات جزئی در شکل مشاهده کنید.

FEATURES

source

gene

[Link to Seq](#)

CDS

```

Location/Qualifiers
1..2289
/organism="Homo sapiens"
/db_xref="taxon:9606"
/chromosome="20"
/map="20q12-q13.1"
/tissue_type="kidney"
/clone_lib="cDNA library"
1..2289
/gene="HNF4A"
/note="TCF; HNF4; MODY; MODY1; NR2A1; TCF14; NR2A21"
/db_xref="LocusID:3172"
/db_xref="MIM:600281"
complement(86)
/allele="C"
/allele="G"
/db_xref="dbSNP:1063240"
104..1618
/gene="HNF4A"
/function="transcription factor"
/note="transcription factor-14; hepatic nuclear factor 4,
alpha"
/codon_start=1
/evidence=experimental
/product="hepatocyte nuclear factor 4, alpha"
/protein_id="NP_000448.2"
/db_xref="GI:21361185"
/db_xref="LocusID:3172"
/db_xref="MIM:600281"
/translation="MRLSKTLVDMMDADYSAALDPAYTTLEFENVQVLTHGNDLLPLR
LARLRHPLRHHWSISGGVDSSPQGDTSPEGTNLNAPNSLGVSAICAICGDRATGKHY
GASSCDGCKGFFRSVRKNHMYSCRFSRQCVVDKDKRNQCRYCRLKKCFRAGMKKEAV
QNERDRISTRSSYEDSSLPSINALLQAEVLSRQITSPVSGINGDIRAKKIASIADV
ESMKEQLLVLEWAKYIPAFCEPLDDQVALLRAHAGEHLLLGATKRSMVFKDVL
NDYIVPRHCPLEAEMSRVSIIRLDELVLPFQELQIDDNEYAYLKAIFFDPDAKGLSD
PGKIKRLRSQVQSLEDYINDROYDSRGRFGELLLLLPTLQSIWQMIQIQFIKLF
MAKIDNLLQEMLLGGSPSDAPHAHHPLHPLMQEHMGTNVIVANTMPTHLNQGMC

```

۳-توالی یا Sequence:

با ارائه آماری از انواع باز های نوکلئوتیدی و پس از کلمه Origin توالی شروع می شود. اعداد در سمت چپ توالی موقعیت باز کنار آن در طول توالی را نشان می دهد. توالی ممکن است به کوچکی یک اولگیونوکلئوتید (بیش از ۲۰ جفت باز) در قسمت STS تا به بزرگی میلیون ها باز (توالی های کروموزم های به دست آمده از پروژه های ژنوم) باشد

```

BASE COUNT      489 a      723 c      653 g      424 t
ORIGIN
1 gcagagagggg cactggggagg aggcagtgagg agggcggagg gcggggggcct tcgggggtggg
61 cggccagggt agggcaggtg gccgcggcgt ggaggcaggg agaatgccgac tctccaaaac
121 cctcgtcgac atggacatgg ccgactacag tgctgcactg gaccagcctt acaccacctt
181 ggaatttgag aatgtgcagg tgttgacgat gggcaatgat ttgttgccgc tgcgtctcgc
241 cagattgagg catccccctc gacatcactg gagcatatct ggaggggtgg acagtctctc
301 acaggagagc acgtccccat cagaaggcac caacctcaac gcgcccaca gcctgggtgt
361 cagcgccctg tgtgccatct gcggggaccg gggcacgggc aaacactacg gtgcctcgag
421 ctgtgacggc tgcaagggtc tcttcgggag gaggctgcgg aagaaccaca tgtactcctg
481 cagatttagc cggcagtgcg tgggtggaca agacaaggag aaccagtgcc gctactgcag
541 gctcaagaaa tgcttcgggg ctggcatgaa gaaggagcc gtccagaatg agcgggaccg
601 gatcagcact cgaagggtcaa gctatgagga cagcagcctg ccctccatca atgcgctcct
661 gcaggcggag gtccgtgtcc gacagatcac ctcccccgtc tccgggatca acggcgacat
721 tcgggcgaag aagattgcca gcatcgaga tgtgtgtgag tccatgaagg agcagctgct

```

قالب (Formats) نمایش توالی FASTA :

پس از جستجو، می توانید رکورد یا توالی مورد نظر را به اشکال مختلف نمایش دهید. این موضوع هنگامی اهمیت می یابد که می خواهید تجزیه و تحلیل بیشتر روی توالی به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای دیگر انجام دهید. اکثر نرم افزارها قالب FASTA را می پذیرند. در این قالب، سطر اول با علامت > آغاز شده و یک متن حاوی نام توال به دنبال آن می آید. سطرهای بعدی فقط توالی هستند (شکل زیر).

Links

قالب FASTA توالی

Links

طراحی پرایمر برای واکنش زنجیره‌ای پلیمرز در پایگاه NCBI :

ابزار رایگان NCBI به نام Primer Blast، دو ابزار BLAST و طراحی پرایمر را یکجا گرد آورده است. از BLAST می‌توان برای بررسی یگانه بودن پرایمر در توالی DNA بهره جست. بعد از گرفتن توالی می‌توان در قسمت Primer Blast برای ناحیه مد نظر پرایمر تهیه کرد، همچنین در همان قسمت FASTA یا Gen bank می‌توان گزینه Pick Primer را برای دریافت پرایمر مناسب انتخاب کرد.

The screenshot shows the NCBI website interface in a Mozilla Firefox browser. The address bar displays the URL: www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_018912.2?from=158206845&to=158224892&report=genbank&strand=true. The main content area is titled "Homo sapiens chromosome 1, alternate assembly CHM1_1.1, whole genome s - Nucleotide". It includes a "COMMENT" section with RefSeq information, a "FEATURES" section with source and gene details, and a right-hand sidebar with sections: "Analyze this sequence" (containing "Run BLAST" and "Pick Primers", with "Pick Primers" circled in red), "Related information" (listing various genomic data sources), and "Recent activity" (showing recent searches).

در این قسمت می‌توان شرایط دلخواه را برای تکثیر پرایمر انتخاب کرد، مانند بازه دمایی دلخواه برای دمای اتصال پرایمرها، طول محصول PCR و غیره.

Primer designing tool - Mozilla Firefox

Primer-BLAST

NCBI/ Primer-BLAST: Finding primers specific to your PCR template (using Primer3 and BLAST).

PCR Template

Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred) [Clear](#)

AT
CTCATACCCCTACCCCTCTAAGCTCAGGAACAACATGATCATCTTTGCGGGGCTGGGAGAACAGGTT
GG
AGTTCCTCGGGC

Or, upload FASTA file [Browse...](#) No file selected.

Range

Forward primer From To [Clear](#)

Reverse primer From To

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'→3' on plus strand) [Clear](#)

Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand) [Clear](#)

PCR product size Min 100 Max 500

of primers to return 5

Primer melting temperatures (T_m) Min 66.0 Opt 72.0 Max 73.0 Max T_m difference 3

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template

Exon junction span No preference

Exon junction match Exon at 5' side 7 Exon at 3' side 4

توالی قطعه مورد نظر

طول محصول PCR را می توان تعیین کرد

تعیین بازه دمایی دلخواه برای اتصال پرایمر ها

Primer designing tool - Mozilla Firefox

Primer-BLAST results

IR51 insulin receptor substrate 1 [Homo ...]

Primer designing tool

Primer-Blast results

7 4

Minimal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction

Intron inclusion ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA

Intron length range Min 1000 Max 1000000

Note: Parameter

in yellow

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Specificity check ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR product

Database Genome (chromosomes from all organisms)

Organism 9606

Enter an organism name, accession id or select from the suggestion list as you type.

Add more organisms

Exclusion (optional) ☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession ... sequences)

Entrez query (optional)

Primer specificity stringency Primer must have at least 2 total mismatches to unique ... at least 2 mismatches within the last 5 bps at the 3' ... Ignore targets that have 6 or more mismatches to the primer.

Misprimed product size deviation 4000

Splice variant handling ☐ Allow primer to amplify mRNA splice variants (requires refseq mRNA sequence as PCR template input)

Get Primers ☐ Show results in a new window ☒ Use new graphic view

اگر توالی ژنها مد نظر است این گزینه انتخاب شود

نوع ارگانیسم مشخص شود

Primer-BLAST results - Mozilla Firefox

www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/primerblast.cgi?ctg_time=138

Primer-BLAST

NCBI/Primer-BLAST

Input PCR
Specificity of primers
Other reports
Detailed primer reports

Primer pair 1

	Sequence (5'→3')	Length	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	CCTGCGTGCCGGCCCTGGGAA	21	71.99	76.19	6.00	1.00
Reverse primer	GTCCCGGGGCGCGTGGGACT	20	71.61	80.00	6.00	2.00

Products on target templates

>NC_018912.2 Homo sapiens chromosome 1, alternate assembly CHM1_1.1, whole genome

product length = 116
Features associated with this product:
[high affinity nerve growth factor receptor isoform 3](#)

Forward primer	1	CCTGCGTGCCGGCCCTGGGAA	21
Template	158225105		158225085
Reverse primer	1	GTCCCGGGGCGCGTGGGACT	20
Template	158224990		158225009

>NC_000001.10 Homo sapiens chromosome 1, GRCh37.p13 Primary Assembly

product length = 116
Features associated with this product:
[high affinity nerve growth factor receptor isoform 3](#)

همردیفی توالی و جستجوی BLAST:

مقایسه دو توالی:

در دهه ۸۰، هیچ برنامه رایانه‌ای در دسترس نبود تا یک محقق بتواند بین تعدادی توالی پروتئینی، توالی را که بیشترین شباهت به توالی خود داشته باشد، پیدا کند نداشت. بنابراین زبده ترین دانشمندان آن روزها نیز مجبور بودند برای رسیدن به هدف خود از چشمانشان استفاده کنند. به طور مثال، اگر قرار بود از بین سه توالی زیر مشابه ترین توالی را به توالی خود انتخاب می کردیم، باید تک تک توالی ها را با توالی مورد نظرشان مقایسه می کردند و میزان شباهت را در هر مقایسه به دست می آوردند. امروزه به نوع مقایسه همردیفی دوگانه توالی (Pairwise sequence Alignment) گفته می شود.

توالی مورد نظر : AATTGGCCTTGC

توالی های پیشنهادی که اولین توالی در مقایسه با توالیهای دیگر بیشترین شباهت را دارد.


{	<u>AATGCGCCGTGC</u>
	TTTTGCCCAAGG
	AAGCCGAAGTGA

ساده ترین راه برای پیدا کردن مشابه ترین توالی این است که دو توالی را در زیر هم قرار دهیم و یک به یک با هم مقایسه کنیم تا شبیه ترین توالی را پیدا کنیم. ولی سوالی که پیش می آید این است که چگونه و با چه معیاری دو توالی مشابه تر را انتخاب می کنیم؟

BLAST چگونه کار می کند؟

آنچه در برنامه BLAST انجام می شود پیدا کردن جفت قطعاتی مشابهی از توالی است که امتیاز همردیفی آن ها از یک حد آستانه مشخصی بالاتر باشد.

BLAST انواع گوناگون دارد که در شکل قابل مشاهده میباشد برای پیدا کردن قطعات مشابهی از توالی DNA از nucleotide BLAST استفاده می شود.



مراحل اولیه تنظیمات صفحه BLAST

1 در این بخش توالی مورد نظر با فرمت FASTA یا در صورت دانستن شماره دسترسی آن را وارد می کنیم.

2 در این بخش می توانیم قسمتی از توالی را مشخص کنیم که می خواهیم مورد جستجو قرار گیرد.

3 Or, upload file

4 با استفاده از این بخش می توان توالی را از جایی که ذخیره کرده ایم upload کنیم. در این صورت نیازی به وارد کردن توالی در بخش 1 نیست. در بخش job title این قسمت می توانیم برای جستجوی خود توضیح مختصری وارد کنیم.

5 Database

6 این بخش مربوط به نوع پایگاه داده هاست که می خواهیم توالی ما در آن جستجو شود. به صورت پیش فرض کلیه پایگاه های مشابه با nr (nonredundent) مورد هدف است.

7 در این بخش نوع الگوریتم BLAST را مشخص می کنیم. الگوریتم های دیگر دارای کاربرد های دیگر و انتخاب آن ها نیاز به بینش دقیق در مورد خانواده ی پروتئینی مورد مطالعه دارد.

8 BLAST

9 بعد انتخاب گزینه های مورد نظر از و توالی الگو با کلیک بر روی نمایه ی BLAST جستجو آغاز می شود.

10 این بخش مربوط به انتخاب نوع موجود زنده مورد نظر ما است که گزینه ای اختیاری است و در صورتی که ما در موجود خاصی فقط بخواهیم جستجو شود از این بخش باید استفاده کنیم.

11 این بخش مربوط به جستجوی توالی ما در entrez است که اختیاری است و می توانیم جستجو در مورد توالی خود را با کلید واژه محدود کنیم.

صفحه نتایج:

بعد از وارد کردن توالی در جایگاه مربوطه و انتخاب پارامترهای مورد نظر، زمانی که کلید BLAST را می‌زنیم صفحه‌ای باز می‌شود که اطلاعات مختصری را در مورد توالی ما می‌دهد و اعلام می‌کند که جستجوی ما در حال انجام است و نتایج بعد از چند ثانیه نشان داده خواهند شد. در صورت شلوغ بودن سرور سایت اعلام می‌کند که جستجوی خود را در زمانی دیگر دوباره انجام دهیم.

صفحه‌ی نتایج شامل سه بخش است:

بخش اول شامل توضیحاتی در مورد در مورد الگوریتم BLAST و نویسندگان این الگوریتم و ویرایش‌هایی است که در گذشته و حال مورد استفاده هستند. در این بخش جستجوی ما دارای یک ID است که در صورت لزوم (مثلاً بروز مشکل و درخواست کمک از مدیر پایگاه) می‌توانیم با این ID به جستجوی خود در NCBI دسترسی داشته باشیم. این بخش توضیحاتی در مورد پایگاه داده‌ای که ما برای جستجوی خود انتخاب کرده ایم نیز می‌دهد.

NCBI BLAST: gi|15242042|ref|NP_200524.1| ATPAP28/PAP28... - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites

Address http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/blast.cgi

Go Links

BLAST Basic Local Alignment Search Tool

Home Recent Results Saved Strategies Help

My NCBI [Sign In] [Registered]

NCBI/BLAST/blastp/Formatting Results - RMP9P2B6015 [Reformat these Results] [Edit and Resubmit] [Sign in above to save your search strategy]

Job Title: gi|15242042|ref|NP_200524.1| ATPAP28/PAP28... Show Conserved Domains

BLASTP 2.2.17 (Aug-26-2007)

Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Reference:
Stephen F. Altschul, John C. Wootton, E. Michael Gertz, Richa Agarwala, Aleksandr Morgulis, Alejandro A. Schäffer, and Yi-Ruo Yu "Protein database searches using compositionally adjusted substitution matrices", FEBS J. 272:5101-5109.

RID: RMP9P2B6015

Database: All non-redundant GenBank CDS translations+PDB+SwissProt+PIR+PRF excluding environmental samples from WGS projects
5,820,897 sequences; 2,007,793,637 total letters

If you have any problems or questions with the results of this search please refer to the [BLAST FAQs](#)
[Taxonomy reports](#)


Query= gi|15242042|ref|NP_200524.1| ATPAP28/PAP28 (purple acid phosphatase 28); acid phosphatase/ protein serine/threonine phosphatase [Arabidopsis thaliana]
Length=397

Distribution of 100 Blast Hits on the Query Sequence

Mouse-over to show define and scores, click to show alignments

Color key for alignment scores

بخش دوم این صفحه نمایشی گرافیکی از نتایج BLAST است به طوری که 100 توالی اولی که در جستجوی BLAST به دست آمده اند به صورت خطوط رنگی رنگی نشان داده می شوند هر توالی بر اساس میزان شباهت خود دارای یک طیف رنگی است. کلید رمز رنگها بر اساس امتیاز همردیفی در بالای آن آمده است. هر چه قدر جور شدن توالی یافت شده با توالی در حال جستجو بیشتر باشد با رنگ قرمز و هر چه کمتر باشد با رنگهای رو به مشکی نمایش داده می شود. بنابراین در این قسمت در یک نگاه کلی می توانیم میزان شباهت را مشاهده کنیم.



بخش سوم در بخش سوم شماره دسترسی (شماره ۱) و نام (شماره ۲) توالی های بدست آمده فهرست شده‌اند. روبروی هر توالی دو عدد هست. اولین عدد امتیاز هم‌ردیفی دوگانه (شماره ۳) توالی یافت شده و توالی در حال جستجو است که کلیه اطلاعات بعدی بر اساس آنها مرتب می‌شوند. دومین شاخص، ارزش مورد انتظار یا E-value (شماره ۴) است. تعریف این شاخص به صورت ساده این است:

"چه قدر احتمال دارد که توالی جفت شده با توالی الگوی ما به طور تصادفی جفت شده باشد و هیچ رابطه‌ی معنی‌داری بین آنها وجود نداشته باشد." این احتمال از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = Kmn e^{-\lambda S} \quad (1)$$

امتیاز هم‌ردیفی و
احتمال آن

NCBI Blast-gi|15242042|ref|NP_200524.1| ATPAP28/PAP28... - Microsoft Internet Explorer

Address http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi

tree of results NEW

Sequences producing significant alignments:

Sequence	Score (Bits)	E Value	Label
ref NP_200524.1	827	0.0	ATPAP28/PAP28 (purple acid phosphatase 28); ...
emb CAO69575.1	497	5e-139	unnamed protein product [Vitis vinifera]
ref NP_001058469.1	476	9e-133	OsD6g0699200 [Oryza sativa (japonica cult...]
gb EA235165.1	474	4e-132	hypothetical protein OsJ_021648 [Oryza sativa ...]
emb CAO69577.1	466	9e-130	unnamed protein product [Vitis vinifera]
dbj BAD53995.1	458	3e-127	calcineurin-like phosphoesterase-like [Oryza ...]
gb ABK25414.1	357	7e-97	unknown [Picea sitchensis]
emb CAO24353.1	350	7e-95	unnamed protein product [Vitis vinifera]
emb CAO24355.1	348	3e-94	unnamed protein product [Vitis vinifera]
gb ABK93944.1	348	5e-94	unknown [Populus trichocarpa]
ref NP_201119.1	337	1e-90	ATPAP29/PAP29 (purple acid phosphatase 29); ...
gb EA209865.1	336	2e-90	hypothetical protein OsI_031097 [Oryza sativa ...]
ref NP_001063768.1	336	2e-90	Os09g0533300 [Oryza sativa (japonica cult...]
gb EDQ67382.1	336	2e-90	predicted protein [Physcomitrella patens subsp. p...]
emb CAB76911.1	323	9e-87	putative PTS protein [Cicer arietinum]
gb EDQ73201.1	288	4e-76	predicted protein [Physcomitrella patens subsp. p...]
gb AAC34232.2	274	9e-72	hypothetical protein [Arabidopsis thaliana] >g...
ref NP_182211.2	274	1e-71	ATPAP14/PAP14; acid phosphatase/ protein ser...
gb AAW29948.1	273	1e-71	putative purple acid phosphatase [Arabidopsis tha...]
gb EA245468.1	270	1e-70	hypothetical protein OsJ_028951 [Oryza sativa ...]
ref NP_273704.1	241	7e-62	ATPAP14/PAP14; protein serine/threonine phos...
gb ABD28480.2	194	6e-48	hypothetical protein MtrDRAFT_Ac148819g23v2 [M...]
ref XP_721089.1	191	6e-47	hypothetical protein CaO19_8463 [Candida alb...]
gb ABD28479.2	186	2e-45	hypothetical protein MtrDRAFT_Ac148819g23v2 [M...]
ref XP_457179.1	185	4e-45	hypothetical protein DEHA0804873g [Debaryomy...
ref XP_001484308.1	182	4e-44	hypothetical protein PGUG_03689 [Pichia g...]
ref XP_001383460.2	181	1e-43	predicted protein [Pichia stipitis CBS 60...]
ref XP_001695709.1	175	5e-42	metallophosphoesterase, phosphate-repress...
ref XP_504306.1	168	8e-40	hypothetical protein [Yarrowia lipolytica] >...
ref XP_001528742.1	166	2e-39	conserved hypothetical protein [Lodderomy...
dbj BAE54779.1	165	4e-39	unnamed protein product [Aspergillus oryzae]
ref XP_001643342.1	161	8e-38	hypothetical protein Kpol_472p15 [Vanderw...]
ref XP_364364.2	160	2e-37	hypothetical protein MGG_09209 [Magnaporthe ...]
ref XP_382022.1	160	2e-37	hypothetical protein FG01846.1 [Gibberella zeae]
ref XP_001272124.1	152	3e-35	phosphoesterase, putative [Aspergillus cl...]

بعد از تهیه پرایمر دلخواه برای قطعه مورد نظر؛ برای نتیجه مطلوب بهتر است توالی آن هم در Primer BLAST و هم در nucleotide BLAST چک شود.

برای چک کردن پرایمر ها در Primer BLAST مطابق شکل های زیر می توان عمل کرد.

The screenshot shows the NCBI Primer-BLAST web interface in a Mozilla Firefox browser. The page title is "Primer-BLAST: Finding primers specific to your PCR template (using Primer3 and BLAST)". The interface is divided into several sections:

- PCR Template:** Contains a text input field for "Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred)". A red speech bubble points to this field with the text "توالی پرایمر Forward اینجا وارد شود" (Forward primer sequence enters here).
- Or, upload FASTA file:** Includes a "Browse..." button and the text "No file selected."
- Primer Parameters:**
 - Use my own forward primer (5'→3' on plus strand):** Input field contains "CCTGCGTGCCGCGCCCTGGGAA". A red speech bubble points to this field with the text "توالی پرایمر Reverse اینجا وارد شود" (Reverse primer sequence enters here).
 - Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand):** Input field contains "GTCCCGGGGCGCGTGGGACT".
 - PCR product size:** Min: 100, Max: 500.
 - # of primers to return:** 2.5.
 - Primer melting temperatures (T_m):** Min: 69.0, Opt: 72.0, Max: 73.0, Max T_m difference: 3.
- Exon/intron selection:**
 - Exon junction span:** No preference.
 - Exon junction match:** Exon at 5' side: 7, Exon at 3' side: 4.

Primer designing tool - Mozilla Firefox

www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome

Exon junction span: No preference

Exon junction match: Exon at 5' side: 7, Exon at 3' side: 4

Intron inclusion: ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA

Intron length range: Min: 1000, Max: 1000000

Note: Parameter v...

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Specificity check: ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template

Database: Genome (chromosomes from all organisms)

Organism: Homo sapiens

Exclusion (optional): ☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix) ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences

Entrez query (optional):

Primer specificity stringency: Primer must have at least 2 total mismatches to unintended targets, including at least 2 mismatches within the last 5 bps at the 3' end. Ignore targets that have 6 or more mismatches to the primer.

Misprimed product size deviation: 4000

Splice variant handling: ☐ Allow primer to amplify mRNA splice variants (requires refseq mRNA sequence as PCR template input)

اگر توالی ژنهای کرموزومی مد نظر است این گزینه انتخاب شود

Primer-Blast results - Mozilla Firefox

www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/primerblast.cgi?ctg_b...

Primer-BLAST

NCBI/Primer-BLAST 130.14.18.128_9001_pr... more...

Intended Specificity: Other reports: Summary

Primer pair 1

	Sequence (5'→3')	Length	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	CCTGCGTGCCGGCCCTGGGAA	21	71.99	76.19	6.00	1.00
Reverse primer	GTCCCGGGGCGCGTGGGACT	20	71.61	80.00	6.00	

Products on target templates

>NC_018912.2 Homo sapiens chromosome 1, alternate assembly CHM1

product length = 116

Features associated with this product:

high affinity nerve growth factor receptor isoform 3

Forward primer 1 CCTGCGTGCCGGCCCTGGGAA 21

Template 158225105 158225085

Reverse primer 1 GTCCCGGGGCGCGTGGGACT 20

Template 158224990 158225009

>NC_000001.10 Homo sapiens chromosome 1, GRCh37.p13 Primary Assembly

product length = 116

Features associated with this product:

high affinity nerve growth factor receptor isoform 3

دمای anealing

درصد بازهای GC در پرایمر ها



طول پرایمر

طول محصول


نوع ارگانیزم و اسم ناحیه ای که پرایمر متصل می شود

جستجو در پایگاه اطلاعات UCSC:

می توانیم اطلاعات مربوط به ژن مورد نظر و یا اگزون مربوطه را (مثلا ژن CLDN14) را در سایت Genome UCSC Browser ، جستجو کنیم:



و در صفحه نتیجه ، گزینه refseq Genes را انتخاب میکنیم. که نشان دهنده توالی reference از ژن مورد نظر می باشد. و به این ترتیب توالی کامل اگزون ها و اینترون های ژن به دست می آید.



OMIM: [605608](#)
 Entrez Gene: [23562](#)
 PubMed on Gene: [CLDN14](#)
 PubMed on Product: [claudin-14](#)
 GeneCards: [CLDN14](#)
 AceView: [CLDN14](#)
 Stanford SOURCE: [NM 144492](#)

Summary of CLDN14

Tight junctions represent one mode of cell-to-cell adhesion in epithelial or endothelial cell sheets, forming continuous seals around cells a barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space. These junctions are comprised of sets of continuous the outwardly facing cytoplasmic leaflet, with complementary grooves in the inwardly facing extracytoplasmic leaflet. The protein encoded of the claudin family, is an integral membrane protein and a component of tight junction strands. The encoded protein also binds specifically Yes-associated protein. Defects in this gene are the cause of an autosomal recessive form of nonsyndromic sensorineural deafness. It is synonymous variants in this gene are associated with kidney stones and reduced bone mineral density. Several transcript variants encoding been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2010].

mRNA/Genomic Alignments

BROWSER	SIZE	IDENTITY	CHROMOSOME	STRAND	START	END	QUERY	START	END	TOTAL
browser	1941	100.0%	21	-	37832920	37852388	NM 144492	1	1941	1958

اینترون ها با حروف کوچک و سیاه نمایش داده می شوند، در حالیکه اگزون ها با حروف بزرگ نوشته شده اند. بخش هایی از اگزون ها که non-coding هستند، قرمز رنگ، و قسمت های coding به رنگ آبی مشاهده می گردند. در سمت چپ صفحه، عبارت block و عدد مقابل آن، نماینده اگزون ها و شماره آنها می باشند؛ که با انتخاب هر یک می توانیم توالی اگزون مربوطه، و coding یا non-coding بودن آن را مشاهده کنیم.


http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgc?hgsid=219251317&g=htcCdnaAli&i=Nm_144492&c=chr21

Alignment of NM_144492

[NM_144492](#)
[Human.chr21](#)
[block1](#)
[block2](#)
[block3](#)
[together](#)

tgatgaacca	ggaaggacag	gagatgccaa	tcagcagca	gtgctcaagg	37834339
gtggacataa	gcagaacttc	cggcaggtgg	ctggaaccct	tccctgaggc	37834289
cagcgctcgg	ctgtcatccc	ttcagatccc	accttcccag	gaaagcagtt	37834239
actctccac	ccagtgaagt	ctcagaaact	atTTTTgaga	acatgctaata	37834189
tgccacacca	accacctatg	aaaaacttgg	tttcggtgac	agaaataagt	37834139
gcatgagata	atctttaacc	catttccttt	ctctccctgc	tcccgcctcc	37834089
cttggettca	ttagGGCTCC	GGCTGGCACC	TGAGGAGCGG	CGTGACCCCG	37834039
AGGGCCCAGG	GAGCTGCCCG	GCTGGCCTAG	GCAGGCAGCC	GCACCATGGC	37833989
CAGCACGGCC	GTGCAGCTTC	TGGGCTTCCT	GCTCAGCTTC	CTGGGCATGG	37833939
TGGGCACGTT	GATCACCACC	ATCCTGCCGC	ACTGGCGGAG	GACAGCGCAC	37833889
GTGGGCACCA	ACATCCTCAC	GGCCGTGTCC	TACCTGAAAG	GGCTCTGGAT	37833839
GGAGTGTGTG	TGGCACAGCA	CAGGCATCTA	CCAGTGCCAG	ATCTACCGAT	37833789
CCCTGCTGGC	GCTGCCCCAA	GACCTCCAGG	CTGCCCGCGC	CCTCATGGTC	37833739
ATCTCCTGCC	TGCTCTCGGG	CATAGCCTGC	GCCTGCGCCG	TCATCGGGAT	37833689
GAAGTGCACG	CGCTGCGCCA	AGGGCACACC	CGCCAAGACC	ACCTTTGCCA	37833639
TCCTCGGCGG	CACCCTCTTC	ATCCTGGCCG	GCCTCCTGTG	CATGGTGGCC	37833589
GTCTCCTGGA	CCACCAACGA	CGTGGTGAG	AACTTCTACA	ACCCGCTGCT	37833539
GCCCAGCGGC	ATGAAGTTTG	AGATTGGCCA	GGCCCTGTAC	CTGGGCTTCA	37833489
TCTCCTCGTC	CCTCTCGCTC	ATTGGTGGCA	CCCTGCTTTG	CCTGTCCTGC	37833439
CAGGACGAGG	CACCCTACAG	GCCCTACCAG	GCCCCGCCCA	GGGCCACCAC	37833389
GACCACTGCA	AACACCGCAC	CTGCCTACCA	GCCACCAGCT	GCCTACAAAG	37833339
ACAATCGGGC	CCCCTCAGTG	ACCTCGGCCA	CGCACAGCGG	GTACAGGCTG	37833289
AACGACTACG	TGTGAGTCCC	CACAGCCTGC	TTCTCCCTTG	GGCTGCTGTG	37833239
GGCTGGGTCC	CCGGCGGGAC	TGTCAATGGA	GGCAGGGGTT	CCAGCACAAA	37833189
GTTTACTTCT	GGGCAATTTT	TGTATCCAAG	GAAATAATGT	GAATGCGAGG	37833139
AAATGTCTTT	AGAGCACAGG	GACAGAGGGG	GAAATAAGAG	GAGGAGAAAG	37833089
CTCTCTATAC	CAAAGACTGA	AAAAAAAAT	CCTGTCTGTT	TTTGTATTTA	37833039
TTATATATAT	TTATGTGGGT	GATTTGATAA	CAAGTTTAAT	ATAAAGTGAC	37832989

حال جهت طراحی پرایمر به این ترتیب پیش میرویم: ما می‌توانیم از پرایمرهای از پیش طراحی شده که در سایت وجود دارد استفاده کنیم. بعد از به دست آوردن اطلاعات مربوط به ژن مورد نظر و یا اگر ژن مربوطه (مراحل آن در بالا به ترتیب ذکر شد) ابتدا با انتخاب گزینه UCSC Genes همانطور که در شکل زیر آمده صفحه ای جدید نمایش داده می‌شود.



Human Gene CLDN14 (uc002yvm.1) Description and Page Index

Description: claudin 14

RefSeq Summary (NM_144492): Tight junctions represent one mode of cell-to-cell adhesion in epithelial or endothelial cell sheets, forming continuous seals around cells and serving as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space. These junctions are comprised of sets of continuous networking strands in the outwardly facing cytoplasmic leaflet, with complementary grooves in the inwardly facing extracytoplasmic leaflet. The protein encoded by this gene, a member of the claudin family, is an integral membrane protein and a component of tight junction strands. The encoded protein also binds specifically to the WW domain of Yes-associated protein. Defects in this gene are the cause of an autosomal recessive form of nonsyndromic sensorineural deafness. It is also reported that four synonymous variants in this gene are associated with kidney stones and reduced bone mineral density. Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2010].

Strand: - **Genomic Size:** 19469 **Exon Count:** 2 **Coding Exon Count:** 1

Page Index	Sequence and Links	UniProtKB Comments	Microarray	RNA Structure	Protein Structure
Other Species	GO Annotations	mRNA Descriptions	Pathways	Other Names	Model Information
Methods					

Data last updated: 2009-10-08

Sequence and Links to Tools and Databases

Genomic Sequence (chr21:37,832,920-37,852,388)		mRNA (may differ from genome)		Protein (239 aa)	
Gene Sorter	Genome Browser	Protein FASTA	Table Schema	CGAP	Ensembl
Entrez Gene	ExonPrimer	GeneCards	GeneNetwork	Gepis Tissue	H-INV
HGNC	HPRD	Jackson Lab	OMIM	PubMed	Reactome
Stanford SOURCE	Treefam	UniProtKB	User annotations		



Helmholtz
Center
Munich
Institute of Human Genetics

Patient Information

Research
MitoP2
SNPs
Publications

Address

Staff

Links
Genetic Databases
Genetic Journals
WWW Information

About ExonPrimer

ExonPrimer is a Perl script that helps to design intronic primers for the PCR amplification of exons. The positions of the exons within the genome assembly are provided by the UCSC genome browser. PCR primers to amplify each exon are designed using Primer3. The user can define the maximum exon size. Exons larger than this size will be divided into several parts. Exons with small introns in-between are combined. All SNP positions in the human genome are masked with N's in order to avoid primers to be positioned across these sites. Prior to primer design the sequence around exons can be masked with gfClient from the Blat suite. Please, use the following [link](#) for sequences which do not have a link in the UCSC genome browser.

ExonPrimer options

Primers will be designed for: **uc002yvm.1 (hg19)**
 Design primers for the coding sequence or the entire cDNA.
 CDS ☒ Entire cDNA ☐
 Minimal distance between primer and exon/intron boundary
 35 bp
 Primer region
 70 bp
 Maximal target (exon) size. Exons larger than 'maximal target size' will be divided.
 500 bp Overlap 50 bp

Primer3 options

Annealing temperature 60 °C	GC clamp ☒	Mispriming library human
---	---	--

Primer size
 Minimum: 17 bp Optimum: 20 bp Maximum: 27 bp
 Maximum length of a mononucleotide repeat, for example AAAA.
 4 bp

Reference sequence

An EMBL formatted sequence file will be generated containing exons and intron/exon boundaries. The sequence can be imported as reference sequence into the Staden package.
 Maximal intron length 1000 Additional intronic sequence will be deleted.



Helmholtz
Center
Munich
Institute of Human Genetics

Patient Information

Research
MitoP2
SNPs
Publications

Address

Staff

Links
Genetic Databases
Genetic Journals
WWW Information

ExonPrimer Results

Please wait for the results. The page will be refreshed every 15 sec.
 Or click on the results link: [Results](#)

[illegible]

در جدول این صفحه عبارت “Exon Primer”، را انتخاب می کنیم. اگر برای ژن مورد نظر ما پرایمری از پیش طراحی شده باشد، “Exon Primer” آن پرایمر را با تمام ویژگی هایش به ما نشان میدهد. در مورد ژن CLDN14، که ۱ اگزون کد کننده دارد، “Exon Primer”، پرایمر های طراحی شده ی مناسبی ارائه می کند.

در غیر این صورت می باید پرایمر را به کمک سایت Primer3، طراحی کرده و آنگاه مناسب بودن آن را به وسیله سایت Oligo analyzer و یا نرم افزار Gene Runner چک نماییم.

طراحی پرایمر با برنامه Primer 3:


توالی قطعه مورد نظر به همراه بخشی از flanking region آن را از سایت UCSC کپی کرده و در محل مربوط به آن در سایت Primer 3، وارد می کنیم. آنگاه با توجه به این مسئله که هدف از طراحی پرایمر، چیست، بخشی از این توالی را به ترتیب نشان داده شده انتخاب می کنیم و ابتدا و انتهای آن را بوسیله [و] و یا بوسیله < و > علامت گذاری می نماییم.

لازم به توضیح است که اگر هدف از طراحی پرایمر انجام sequencing متعاقب آن باشد، همیشه ۲۰-۳۰ نوکلئوتید بالا دست و پایین دست توالی مورد نظر را هم لحاظ می نماییم. (زیرا حین sequencing معمولاً چند نوکلئوتید از ابتدای قطعه تکثیر شده خوانده نمی شود). در حالیکه اگر پرایمر را به منظور انجام ARMS PCR طراحی کرده باشیم، دقیقاً نوکلئوتید محل جهش (یا تغییر) مورد نظر باید در انتهای 3' پرایمر قرار داشته باشد.

مثال زیر، طراحی پرایمر برای آگزون ۱۸ ژن STRC را نشان می دهد. پس از paste کردن توالی مورد نظر و مشخص نمودن محدوده ی آن، بر روی گزینه ی Pick Primers کلیک می کنیم.

اگر برای محدوده انتخاب شده، پرایمری پیشنهاد نشود، یا پرایمر پیشنهاد شده مناسب نباشد (پس از چک کردن با oligo analyze) باید اینقدر این محدوده را با جابجا کردن علامت های [و] تغییر دهیم تا پرایمری با تمام شرایط مورد نظر و مناسب هدف ما به دست آید.

نتیجه طراحی پرایمر به این شکل نمایش داده می شود.



همانگونه که مشاهده می شود، تمام ویژگی های پرایمرهای پیشنهادی، ارائه شده است. دمای annealing برای forward Primer : 60.47 و دمای annealing برای Reverse Primer : 59.02 است، که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

درصد GC هر دو پرایمر نیز نزدیک به هم می باشد.

در قسمت پایین همین صفحه، پرایمر های دیگری نیز تحت عنوان Additional Oligos، برای توالی مورد نظر پیشنهاد شده است، که در صورت مطابقت نبودن پرایمر اول، می توانیم از آنها نیز استفاده کنیم.

ADDITIONAL OLIGOS							
	<u>start</u>	<u>len</u>	<u>tm</u>	<u>gc%</u>	<u>any</u>	<u>3'</u>	<u>seq</u>
1 LEFT PRIMER	48	23	60.47	43.48	5.00	0.00	caggctgttgatgtgttgaatg
RIGHT PRIMER	293	23	57.91	47.83	6.00	0.00	cataggagctgggttctatacct
PRODUCT SIZE: 246, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 2.00							
2 LEFT PRIMER	48	23	60.47	43.48	5.00	0.00	caggctgttgatgtgttgaatg
RIGHT PRIMER	295	25	59.85	44.00	6.00	0.00	aacataggagctgggttctatacct
PRODUCT SIZE: 248, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 2.00							
3 LEFT PRIMER	48	23	60.47	43.48	5.00	0.00	caggctgttgatgtgttgaatg
RIGHT PRIMER	294	23	57.78	47.83	6.00	2.00	acataggagctgggttctatacc
PRODUCT SIZE: 247, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 1.00							
4 LEFT PRIMER	48	21	57.26	42.86	5.00	3.00	caggctgttgatgtgttgaa
RIGHT PRIMER	295	24	59.02	45.83	6.00	2.00	aacataggagctgggttctatacc
PRODUCT SIZE: 248, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00							

جهت اطمینان از این مسئله که پرایمر انتخاب شده، تنها به یک منطقه از کل DNA ی ژنومی متصل میشود، و تنها توالی مورد نظر ما را تکثیر خواهد کرد، آن را در قسمت PCR از سایت UCSC نیز چک می کنیم.

UCSC Genome Bioinformatics

[Genomes](#) - [Blat](#) - [Tables](#) - [Gene Sorter](#) - [PCR](#) - [VisiGene](#) - [Proteome](#) - [Session](#) - [FAQ](#) - [Help](#)

[Genome Browser](#)
[ENCODE](#)
[Neandertal](#)
[Blat](#)
[Table Browser](#)
[Gene Sorter](#)

About the UCSC Genome Bioinformatics Site

Welcome to the UCSC Genome Browser website. This site contains the reference sequence and working [ENCODE](#) and [Neandertal](#) projects.

We encourage you to explore these sequences with our tools. The [Genome Browser](#) zooms and scrolls over expression, homology and other information on groups of genes that can be related in many ways. [Blat](#) quickly to the underlying database. [VisiGene](#) lets you browse through a large collection of *in situ* mouse and frog image genome-wide data sets.

The UCSC Genome Browser is developed and maintained by the Genome Bioinformatics Group, a cross-department at the University of California Santa Cruz ([UCSC](#)). If you have feedback or questions concerning the tools or data

به این ترتیب که توالی هر یک از پرایمر های forward و reverse را در قسمت مورد نظر وارد کرده، و نتیجه را مشاهده می کنیم.

BLAT کردن

جهت اطمینان از عدم وجود SNP (Single Nucleotide Polymorphism) می باید، پرایمر های طراحی شده را Blat کنیم. بدین منظور مجدداً از سایت UCSC کمک میگیریم. پس از انتخاب گزینه Blat، صفحه زیر باز می شود، که در محل مربوطه یکبار پرایمر Forward و یکبار پرایمر Reverse را وارد می کنیم.

Home Genomes Tables Gene Sorter PCR Session FAQ Help

Human BLAT Search

BLAT Search Genome

Genome: Assembly: Query type: Sort output: Output type:

Paste in a query sequence to find its location in the the genome. Multiple sequences may be searched if


پس از submit کردن، گزینه Browser را در صفحه باز شده انتخاب میکنیم. بدین ترتیب، صفحه ای مانند آنچه در زیر مشاهده می کنید، باز خواهد شد. در پایین این قسمت از صفحه در صورت مشاهده شدن عبارت “SNP” به صورت فعال (به گونه ای که بتوان آن را انتخاب کرد و بر روی آن کلیک کرد)، پرایمر طراحی شده مناسب نخواهد بود.

Home Genomes Tables Gene Sorter PCR Session FAQ Help

Human BLAT Results

BLAT Search Results

ACTIONS	QUERY	SCORE	START	END	QSIZE	IDENTITY	CHRO	STRAND	START	END	SPAN
browser details	YourSeq	22	1	22	22	100.0%	13	-	20763784	20763805	22



Integrated DNA Technology (IDT)

IDT یا همان Oligo analyzer، به ما کمک می کند تا تمام ویژگی های پرایمر را از نظر تشکیل self-dimer و hetero-dimer و hair-pin بررسی نماییم. نمای صفحه ی ابتدایی IDT به این شکل است.

ابتدا توالی یکی از پرایمر ها را در box مربوطه وارد میکنیم. و گزینه Hair-Pin را انتخاب می کنیم. و پس از submit کردن، دما های ارائه شده را بررسی می کنیم. دمای پایین تر از ۴۰ درجه معمولاً اشکالی به وجود نمی آورد.

General Information

Sequence Name: 23 Base Oligo
 Batch Date: 1/17/2011
 Sequence: CAGGCTGTTGTATGTGTTGAATG
[ADD TO ORDER](#)


 CLICK TO VIEW DOT PLOT

Structure 1

CLICK TO ENLARGE

ΔG 0.23 kcal.mole⁻¹
 T_M 20.8 °C
 ΔH -15.8 kcal.mole⁻¹
 ΔS -53.75 cal.K⁻¹mole⁻¹

[CONNECTIVITY](#)
[DETAILS](#)

جهت بررسی تشکیل شدن self-Dimer، به ΔG توجه می کنیم. ΔG تا -9.5- تداخلی با انجام صحیح PCR ایجاد نخواهد کرد. اما ΔG های منفی تر معمولاً مشکل ساز خواهند بود.

Dimer Sequence

5'- CAGGCTGTTGTATGTGTTGAATG -3'

Maximum Delta G -39.77 kcal/mole

Delta G -3.55 kcal/mole
Base Pairs 3

5' CAGGCTGTTGTATGTGTTGAATG
 ||| :::
 3' GTAAGTGTGTATGTGTCGGAC

Delta G -3.14 kcal/mole
Base Pairs 2


5' CAGGCTGTTGTATGTGTTGAATG
 ||
 3' GTAAGTGTGTATGTGTCGGAC

جهت بررسی تشکیل Hetero-Dimer، توالی پرایمر دیگر را در محل مربوطه وارد می کنیم. و باز به ΔG های آن توجه می کنیم که اگر -9.5- و مثبت تر باشد، مناسب است.

Results	5' mods	Internal Mods	3' mods	Mixed Bases
HETERO-DIMER ANALYSIS				
Primary Sequence:				
5'-	CAGGCTGTTGTATGTGTGAAIG			-3'
Secondary Sequence:				
5'-				-3'
			Create Complement	
Calculate				


طراحی پرایمر با نرم افزار Gene Runner

با این نرم افزار نیز می توانیم به راحتی با مسیری که در شکل زیر نشان داده شده ویژگی های یک پرایمر را از نظر تشکیل self-dimer و hetero-dimer و hair-pin چک کرد. و همین طور با کپی کردن توالی به دست آمده از پایگاه های اطلاعات داده ها مانند NCBI می توان پرایمر طراحی کرد.





PCR primers



Gene Runner - [c:\generunr\work\csc\lb2m.]

File Edit View Analysis Tables Graph Options Window Help

	11	21	31	41	51	61	71	81	91	
1	AATATAAGTG	GAGGCGTCGC	CCTGCGCGCG	ATTCTCGAAG	GTGACAGCAT	TGGGCGCGAG	ATGCTCTGGT	CCGTGGCGTT	AGCTGTGCTC	GGCTACTCTT
	TTATATTCA	CTCGAGCGCT	CGACGCGCCC	TAAAGCACTC	GACTGTCTGA	AGCGCGGCTC	TACAGAGCGA	GGCACCGGAA	TCGACACGAG	CGCGATGAGA
101	GTCTTCTTCC	CTCGAGCGCT	ATCGACGCTA	CTCCAAAGAT	TCAGCTTTAG	TCACGTCATC	CAGCAGAGAA	TGCAAAAGTC	AACTTCTGCA	ATCTGTATCT
	GAGAAAGCAG	GGACCTCCGA	TAGTCCGCAT	GAGCTTTCTA	AGTCCAAATC	AGTGCAGTAG	CTCGTCTCTT	ACCTTTTCACT	TTAAAGGACT	TAAACATACA
201	GGTCTGGTTT	CATCCATCCG	ACATTGAAGT	TGACTTACTC	AGAATGCGAC	AGAGAATTCA	AAAAGTGGAG	CATTGAGACT	TGCTTTTCACT	CAGGCACTGC
	CAGACCCAAA	GTAGGTAGCC	TGTAACTTCA	ACTGAATGAC	TTCTTACCTC	TCTCTTAACT	TTTTTACCTC	GTAACTGCTA	ACAGAAGTCT	GTTCCTGACC
301	GGTCTGGTTT	TCATGATGAT	GAGTGAATTC	AGGCGCGTGC	AAAAAGATGA	GTATGCTGTC	CGTGTGAGCC	ATGTGACTTT	GTACACTGAA	AGACATGTTA
	AGAAAGATAG	AGAACATGAT	GTGACTTAAG	TGGGCGTGC	TTTTTCTACT	CATACGCGAC	GCACACTTGG	TACACTGAAA	CAGTGTCCGG	TTCTATCAAT
401	AGTGGGATCG	AGACATGTAA	CGACGATCAT	GGAGGTTTGA	AGATGCGCGA	TTTGGATTGC	ATGAATCCCA	AACTTCTGCT	GCTTGTCTTT	TAATATTGAT
	TCACCTTAGC	TCTGTACATT	CTCGTAGTA	CTCCAAACT	TCTACGCGCT	AAACCTAAGC	TACTTAAGGT	TTAAGACGAA	CGAACGAAAA	ATTATACTTA
501	ATGCTTATAC	ACTTACACTT	TATGCACAAA	ATGTAGGCTT	TAACTAGGAC	ATGATCTTCT	TTATAATCTT	ACTTTGAGTG	CTGCTCCCAT	CTGCTGAGCT
	TACCAATATG	TCAATGTGAA	ATACCTCTTT	TACATCCCAA	TATTATTACA	ATTGTACTCG	TACTAGAGGA	AATATTAGAA	TGAAGCTCAG	GACAGAGGTA
601	GTTCGATGTA	TCTGACAGCG	TTGCTCCACA	GGTAGCTCTA	GGAGGCTTGG	CAACTTAGAG	GTGGGAGCCA	GAGAACTCTC	TTATCCACCA	TCAACATCTT
	CAAACTACAT	AGACTCTGCC	AACGAGGTCT	CCATCGAGAT	GGTCCGAGCC	GTGAACTCTC	CACCCCTCGT	CTCTTAAGAG	AATAGGTTGT	AGTTGTAGAA
701	GGTCGAGATT	GAACCTCTCA	ATCTCTTGCA	CTCAGAGCTT	GTTAAGATAG	TAAAGCTGTC	ATAAGTTAAC	TTCCAAATTA	CATACCTCTC	TTAGAAATTC
	CCAGTCTAAA	CTTGAGAGCT	TAGAGAGCTT	GAGTTTGGAA	CAATCTATCT	AAATCGCAGC	TATTCGAATG	AAAGTTAAAT	GTATGAGAGC	AACTCTTAAA
801	GGGGAATATT	TAGAAATATA	ATTGACAGCA	TTATTGGAAT	TTTGTATTAA	TGAATGAATC	ATTTTGTCTT	ATAAGATTCA	TATTTACTTC	TTATACATTT
	CCCCTTTTAA	ATCTTTATAT	TAACTGCTCT	AAATAGCTTT	AAACATATTT	ACTTACTTTG	TAAACAGCTA	TATTTCTAAT	ATAAATGAGG	AATATGTAAT
901	GATAAAGTAA	GGCATGCTTC	TGGTTAATCT	GGTTTATTTT	TGTTCCACAA	GTAAATATTA	TCATAAAACT	TGATGTGTTA	TCTCTTAA	
	CTATTTTCTT	CCGTACCAAC	ACCAATTAGA	CCAAATAAAA	ACAGGTGTTT	CAATTTATTT	AGTATTTTGA	ACTACACAAAT	AGAGAAT	

PCR Analysis

Primer parameters:

☒ Shortest primers only

Primer length >= 18

Primer length <= 22

Primer T_m >= 40.0

Primer T_m <= 65.0

Primer T_m dif <= 5.0

Primer %GC >= 35.0

Primer %GC <= 60.0

3' Nucleotides: 5

dG Temp: 25.0

Probe C. [pMol]: 250.0

Salt con (mMol): 50.0

3' end dG >= -9.0

3' end dG <= -3.0

3' end length: 7

Search region:

From base #: 1

To base #: END

Product:

Product length >= 400

Product length <= 600

Product T_m >= 70.0

Product T_m <= 90.0

Product %GC >= 24.7

Product %GC <= 73.5

Optimal T_m >= 45.0

Optimal T_m <= 75.0

Product must include region:

From: - To: -

Discard primers with:

☒ Hairpin loops stem >= 3

Hairpin loop dG <= -1.0

☒ Dimers with dG <= -10.0

☒ Primer-primer complementarity

☒ 3' end dimers w/dG <= -3.0

☒ Primer-3' end complementarity

☒ Palindromes >= 8

☒ Base runs >= 4

☒ Non-unique 3' end

☒ Sense 5' ext: 0

☐ A-Sns 5' ext: 0

RE sequences: NONE

☐ All sense combinations ☐ All antisense combinations

OK CANCEL HELP Primers Defaults

طول پرایمرها

محتوای GC
پرایمرها

Gene Runner

File Edit View Analysis Tables Graph Options Window Help

پرایمر های طراحی شده
توسط برنامه
Gene
Runner

c:\generunr\work\nuc1.seq *


c:\generunr\work\nuc1.pcr



	SORT	ANALYZE	SELECT	SEL ALL	DELETE	FILTERS	OLIGOS	TO	CREATE				
Prod#	Start	Stop	Length	Prod-GC	Prod-Tm	Tm-Dif	Opt-Tm	Sns-Tm	ASn-Tm	AS-GC	ASn-GC	S-3'dG	A-3'dG
1	1173	1572	400	62.0	83.6	1.7	55.7	40.3	42.0	38.1	38.9	-4.2	-3.8
	ATGTCACCTTGGAGTAAGTTAG 21 -27.6 -144.7 -385.2 ACGAATAAATCGATGCTC 18 -27.6 -136.5 -358.1												
* 2	4994	5393	400	45.5	76.9	1.7	51.3	42.9	41.3	50.0	45.0	-5.1	-5.1
	CCCAGGTAATGTGATGTG 18 -26.7 -127.2 -330.0 TTGTACCCCTAGTGGCTATAC 20 -28.2 -146.8 -391.1												
3	5142	5541	400	35.2	72.7	2.2	48.3	41.0	43.2	38.1	50.0	-5.1	-5.1
	TTATCTACACCCCTACAATGTC 21 -28.0 -145.6 -387.0 GGTATCAGCTATCATGCG 18 -27.6 -133.6 -348.1												
4	6385	6784	400	43.5	76.1	0.6	50.7	42.0	41.4	47.6	44.4	-5.5	-5.5
	GACAGAGTGAGACTCCATATC 21 -27.6 -135.9 -356.9 ACAGATGGATCAGCTTTC 18 -26.1 -125.4 -326.1												
5	6605	7004	400	46.2	77.2	0.3	52.5	44.9	44.7	36.4	47.4	-4.9	-4.9
	AAAGCTCCTGTACATATAAGG 22 -32.0 -166.1 -442.3 TCTTGCACTACCCCTTAAC 19 -28.5 -137.9 -355.1												
6	6907	7306	400	54.5	80.6	2.6	56.1	51.2	48.5	45.5	52.6	-4.9	-4.9
	AAGGTGTTGACAGCAGTTTAC 22 -33.1 -155.9 -404.0 ACGCAGCATTGAGTACAGC 19 -30.1 -140.6 -362.1												
7	6908	7307	400	54.8	80.7	2.5	56.4	49.3	51.8	47.6	55.0	-4.9	-4.9
	AAGGTGTTGACAGCAGTTTAC 21 -31.2 -146.8 -380.0 CACGCAGCATTGAGTACAGC 20 -32.0 -146.4 -375.1												
8	8360	8759	400	51.5	79.3	0.2	54.9	47.7	47.5	45.5	45.5	-7.6	-7.6
	CTATGTTCTTAATCAGAGTGCC 22 -32.4 -158.9 -417.3 GATACAGCAGGGATCTTGTAC 22 -32.1 -157.6 -413.1												
9	10175	10574	400	46.8	77.4	2.9	51.5	43.6	40.6	55.6	35.0	-6.9	-6.9
	CTGTCTTCCCATCCCTAG 18 -28.0 -133.8 -348.8 TGTGCTTTACACATAACAAC 20 -26.6 -137.4 -363.1												
10	10953	11352	400	48.5	78.1	4.5	52.7	47.6	43.1	55.6	50.0	-5.4	-5.4

2 4994 1-1 Reg 1-1 Prod Reg LIN 4000 Products 1230 Sense 1150 AntiSense

پرایمر های طراحی شده
Gene
توسط برنامه
Runer

چک کردن ویژگی های یک پرایمر از نظر تشکیل self-dimer و hetero-dimer و hair-pin و غیره:





Gene Runner - [c:\generunr\work\esc1b2m.]

File Edit View Analysis Tables Graph Options Window Help

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

1 AATATAAGTG GAGGCGTCGC GGTGGCGGGC ATTCTGAAG CTGACAGCAT TCGGGCCGAG ATGTCTCGCT CCGTGGCCCTT AGCTGTGCTC GCGCTACTCT

101 GTCTTTCTGG CCGGAGGGCT ATCCAGCGTA CTCGAAAGAT TCAGGTTCAGT AGCCCGGGTC TACAGAGCGA GCGACCGGAA TCGACACGAG CCGCATGAGA

201 GTCTGGGTTT CATCCATCCG ACATTGAAGT TGAATTACTG AAGAATTCCTTATG TTTCTTATG

301 TCTTTCTATC TCTTGACTAA CACTGAATTC ACCCGCACTG AAAAAAGT TTTTCTTATG

401 AGTGGGATCG AGACATGTAA GCAGCATCAT GAGGTTTGA AGATGCTGCTACGG

501 ATGCTTATAC ACTTACACTT TATGCACAAA ATGTAGGGTT ATARTATG TATTATG

601 GTTTGATGTA TCTGAGCAGC TTGCTCCACA GGTAGCTCTTA GAGGGGCTCTCCG

701 GGTGAGATTT GAACCTCTCA ATCTCTTCCA CTCGAAGCTT GTTAGGCTGATTCT

801 GGGGAAATTT TAGAATATTA ATTGACAGCA TTATTGAAAA TTTGTTTATG

901 GATATAGTAA GGCATGGTTG TGGTAAATCT GGTTTATTTT TGTTCGCTGAGG

CTATTTCATT CCGTACCAAC ACCAATTAGA CCAATAAATA ACAGGGT

Oligo Analysis

Oligo: TAGAGCTACCTGTGGAGCAAC

Mol Wt: 6535.3

Tm: 61.4

Filter Tm: 53.8

%GC Tm: 70.8

GC+AT Tm: 64.0

nMol/A260: 4.9

ug/A260: 31.7

%GC: 52.4

dG: -31.9

dH: -152.4

dS: -396.8

3'-end dG: -6.4

<Sense oligo> Strand Molecule

From: - Top DNA

Len: 21 Cmp RNA

Edit antisense Switch oligos

Free energy (dG) Temp: 25.0

Probe con [pico Mol]: 0.60

Salt con (milli Mol): 1000.00

% Formamide: 0.0

3'-end len: 7 Base run >= 4

Pgl len >= 8 Stem len >= 3

Base runs / Palindromes:

1 of 1 << >> Sort Tm: 38.4 dG: -0.6

Hairpin loops Dimers Bulge loops Internal loops

5' TAGAGCTACCT

|||

3' CAACGAGGTG

STEM AT 5 IS 3 BP LONG. LOOP = 8.

OK CANCEL HELP Print Defaults

ژل الکتروفورز (Gel Electrophoresis)

یکی از پرکاربردترین تکنیک ها در بیولوژی مولکولی الکتروفورز نام دارد که اساس آن بسیار ساده است. لغت فورز به معنای حرکت و تحرک است و الکتروفورز در واقع حرکت ذرات تحت تأثیر میدان الکتریکی را گویند. در واقع مهاجرت ذرات باردار تحت اثر یک میدان الکتریکی را الکتروفورز گویند.

در این تکنیک مولکول های DNA براساس بار و وزن مولکولی (سایز) آنها جدا می شوند.

به علت باردار بودن ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین ها می توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.

در ژل الکتروفورز از یک محیط نیمه جامد (ژل) به عنوان فاز ثابت استفاده می شود. این نوع الکتروفورز برحسب نوع ژل به کار گرفته شده به دو نوع الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید (PAGE) و الکتروفورز ژل آگارز تقسیم می شود.

معمولاً برای تفکیک قطعات بزرگ DNA (بزرگتر از ۵۰۰ جفت باز) در صورتیکه هدف صرفاً بررسی کیفی و تفکیک باشد استفاده از ژل آگارز انتخاب اول است. برای تفکیک قطعات کوچک DNA دو رشته ای و قطعات DNA تک رشته ای از ژل پلی اکریل آمید استفاده می شود.

قدرت تفکیک ژل های مزبور با غلظت آنها مرتبط است. برای مثال، برای تفکیک قطعاتی به اندازه ۱۰۰ جفت باز از آگارز ۳٪ و برای قطعات حدود ۲۰۰۰ جفت باز از آگارز ۰/۸٪ استفاده می شود.

در صورتیکه نیاز به تفکیک DNA به صورت تک رشته ای باشد، از مواد واسرشت کننده نظیر اوره، فرمالدهید یا فرمامید در ژل هم زمان با الکتروفورز استفاده می شود. به این نوع ژل ها، ژل واسرشت کننده می گویند. چنین ژل-هائی پیچ و تاب های اسید های نوکلئیک را از هم باز کرده و بنابراین تفکیک مولکول ها فقط براساس طول و نه ساختار دوم انجام می شود. در این ژل ها مولکول های کوچک تر در مقایسه با مولکول های بزرگ تر سریعتر حرکت کرده و مسافت بیشتری را طی می کنند.

از روش PAGE برای بررسی جهش ها و تعیین توالی DNA، و مطالعه و بررسی پروتئین ها استفاده می شود.

الکتروفورز DNA روی ژل آگارز:

ژل آگارز:

یک ژل پایدار است و قطر روزنه های آن بسیار بزرگ است و برای جداسازی ماکرومولکول ها و سوپر مولکول ها استفاده می شود. از ژل آگارز در الکتروفورز هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی می توان استفاده کرد ولی شکل افقی آن رایج تر است. این ژل را در درصدهای مختلف تهیه می کنند که این مطلب به اندازه قطعه موردنظر بستگی دارد. یعنی هرچه اندازه قطعه موردنظر بزرگتر باشد غلظت ژل کاهش می یابد و برحسب اندازه قطعه، ژل آگارز را در cast 30 cc و یا cast 60 cc تهیه می کنند.

- قدرت جداسازی مولکولهای DNA توسط غلظتهای مختلف آگارز

آگارز را می توان برای جدا کردن قطعات DNA با طول ۱۰۰ جفت باز (ژل ۳٪) تا ۵۰۰۰۰ جفت باز (ژل ۰/۴٪) به کار برد. بطور مثال: برای قطعه ای با میزان ۱۰۰ bp ، از ژل آگارز ۲/۵٪ استفاده می کنیم در حالیکه برای قطعه (bp) ۱۰۰۰ جفت بازی از ژل آگارز ۱/۵٪ استفاده می کنیم. کمترین درصد ژل آگارز در حدود ۰/۴٪ می باشد.

درصد آگارز	قدرت جداسازی DNA
3	100-1000bp
2	200- 1500bp
1.5	300- 3000bp
1	500 – 5000bp
0.8	1000- 7000bp
0.6	10 – 30kbp
0.4	30 – 50kbp



در این روش نمونه DNA تخلیص شده را همراه با شناساگرهایی (مارکر) که غلظت آنها مشخص است الکتروفورز کرده و با مقایسه باندهای ایجاد شده مربوطه به DNA تخلیص شده با باند مارکر می توان سنجش کیفی DNA را انجام داد. برای این منظور ۵ مایکرولیتر از محلول DNA را به همراه یک میکرولیتر بافر بارگیری (Loading Buffer) بر روی ژل آگار ۰/۸ درصد نمونه گذاری کرده و الکتروفورز می شود. برای دیدن باند DNA بایستی ژل را به مدت ۵ دقیقه در محلول اتیدیوم بروماید (۰/۵ mg/ml) قرار داده و بعد در زیر نور ماوراء بنفش بر روی دستگاه UV-transiluminator (Gel Doc) مشاهده کرد (و یا می توان اتیدیوم بروماید را در زمان تهیه به ژن اضافه کرد).

نمای ساده از دستگاه الکتروفورز:

دستگاه الکتروفورز شامل یک محیط خلاء، یک الکتروود منفی و یک الکتروود مثبت در دو طرف ذره باردار می-باشد. گروه های فسفات روی اسیدهای نوکلئیک دارای بار منفی هستند. بنابراین رشته DNA دارای بار الکتریکی منفی می باشد.

وقتی جریان الکتریکی قطع می باشد ذره موردنظر در میدان الکتریکی ثابت است و زمانی که جریان الکتریکی وصل باشد ذره موردنظر به تنهایی و با سرعت شتابدار تا رسیدن به الکتروود مثبت حرکت کرده و برقراری جریان الکتریکی در تانک الکتروفورز همواره از الکتروود منفی به سمت الکتروود مثبت است. البته این مطلب در مورد رشته DNA که دارای بار الکتریکی منفی است صادق است.

تحرك الکتریکی معیار اصلی سنجش در جداسازی مولکول هاست. جداسازی در این روش بر اساس بار الکتریکی و اندازه مولکولها صورت می گیرد. درواقع تحرك الکتریکی هر ذره وابسته به شکل و اندازه ذره و بار ذره است درحالی که وجود بار باعث زودتر رسیدن ذره به قطب است. همچنین هرچه مولکولها بزرگتر باشند تحرك کمتری داشته و در بالای ژل می مانند و هرچه کوچکتر باشند زودتر به پایین ژل منتقل می شوند. وجود ضریب اصطکاک f نیز یک عامل مقاوم برای تحرك است. ضریب اصطکاک کمیتی است که ارتباط مستقیم با اندازه و شکل ذرات دارد هرچه ذره به شکل کروی نزدیکتر باشد ضریب اصطکاک کمتری دارند. هرچه شکل قطعات یا مولکولها از حالت کروی دور باشد ضریب اصطکاک f بیشتری داشته و تحرك الکتریکی کمتری داراست.



پروتکل الکتروفورز DNA روی ژل آگارز (Electrophoresis)

محلول‌ها و بافرهای مورد نیاز برای الکتروفورز آگارز

۱- پودر آگارز

۲- محلول TBE 0.5x

برای تهیه TBE 0.5X ابتدا طبق دستور زیر محلول stock بافر TBE 10X را ساخته سپس از آن برای هر بار استفاده رقت گیری می نمائیم.

TBE 10x :

108 gr Tris-base + 55gr Boric Acid + 40ml Na₂EDTA 0.5M (PH8)

مقدار 108 gr از Tris-base و 55gr از Boric Acid را در 900 ml آب مقطر حل کرده و مقدار 40ml از Na₂EDTA 0.5M با PH معادل ۸ به آن اضافه می کنیم . سپس حجم محلول را با استفاده از آب مقطر به ۱ لیتر می رسانیم در اینصورت محلول TBE 10X خواهیم داشت.
برای تهیه 500ml بافر TBE 0.5x از استوک TBE 10X چگونه باید عمل کرد؟

۳- بافر بارگذاری (Loading Buffer)

این بافر شامل دو ماده برموفنل بلو ۰/۰۵٪ (برای رنگ) و گلیسرول ۵۰٪ (برای سنگین شدن نمونه ها که در انتهای چاهک قرا بگیرند) و EDTA ۰/۰۵٪ می باشد که با آب مقطر به گونه ای ترکیب می شوند که غلظت های ذکر شده در آنها ثابت بماند. این محلول حاصل در دمای ۴ درجه سانتیگراد یخچال نگهداری شود.
حرکت این رنگ نشان دهنده حرکت نمونه های لود شده در داخل چاهک ها به سمت پایین ژل یا همان قطب مثبت بوده یعنی حرکت آن علاوه بر صحت انجام کار یک شاخص برای اندازه گیری و حرکت نمونه ها در داخل ژل است .

۴- محلول اتیدیوم بروماید 10mg/ ml (EtBr)

۱۰ میلی گرم از این محلول را در یک میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم و برای چند ساعت روی همزن مغناطیسی و زیر هود شیمیایی قرار می دهیم تا کاملاً حل شود. محلول اتیدیوم بروماید نارنجی رنگ بوده در ظرف تیره و دور از نور در دمای اتاق نگهداری شود.

نکته: از آنجا که اتیدیوم بروماید بسیار سمی و به شدت موتاژن می باشد لذا جهت کاهش mutagenicity و به عنوان جایگزینی مناسب برای اتیدیوم بروماید در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی از DNA safe stain و یا Gel Red که یک رنگ گیاهی است می توان استفاده کرد.

۵. (Ladder) Marker

۶. آب مقطر

وسایل مورد نیاز در الکتروفورز:

۱. دستکش
۲. کست (cast) یا Tray و شانه (comb)
۳. ترازو (Balance)
۴. سمپلر
۵. ماکروویو
۶. تانک الکتروفورز افقی
۷. Power supply (جهت برقراری جریان الکتریکی در تانک الکتروفورز)
۸. دستگاه عکسبرداری تولید کننده نور ماوراء بنفش (Gel Doc)

روش کار:

۱. ابتدا ژل آگارز را تهیه می کنیم. جهت تهیه مثلاً آگارز ۲٪، برای حجم ۴۰ سی سی، مقدار ۰/۸ گرم پودر آگارز را وزن کرده در ارلن حاوی ۴۰ سی سی بافر TBE 0.5X می ریزیم.
۲. محلول داخل ارلن را در داخل ماکروویو قرار داده یا بجوشانید بطوری که ذرات، آگار داخل آن کاملاً حل شده و ذره ای داخل آن نباشد و محلول یکنواخت گردد. در نتیجه حرارت، واحدهای تکرار شونده در آگارز یک شبکه از منافذ با قطر ۸۰ الی ۲۵۰ نانومتر تولید می کنند. هرچه غلظت آگارز بالاتر باشد منافذ ریزتری را ایجاد می کند.
۳. وقتی محلول داخل ارلن خنک شد تا جایی که با گرفتن دست بالای ارلن بخار را احساس نکردیم، تا قبل از اینکه ژل منعقد گردد و در حالت مایع به آن ۲ - ۱ میکرولیتر ژل رد (Gel Red) اضافه می شود.
۴. محلول را تکان دهید تا ژل رد کاملاً در آن حل شده و محلول یکنواخت گردد.
۵. شانه (Comb) را بر روی قالب یا Tray مورد نظر قرار دهید و فاصله بین Cast, Comb را ۱ mm در نظر گرفته و براساس این فاصله جایگاه comb بر روی cast را تنظیم کنید. بالا و پایین قالب را با Holder و یا چسب کاملاً ببندید تا ژل از آن نشتی نداشته باشد.
۶. سریعاً محلول درون ارلن (ژل مایع) را در داخل Tray یا همان قالب تانک الکتروفورز می ریزیم. در هنگام ریختن ژل باید دقت کنیم که حباب هوا ایجاد نگردد همچنین باید توجه داشت که سطح قالب کاملاً تراز باشد.

قطر ژل تا ۵ میلی‌متر کافی می‌باشد. درون قالب با استفاده از شانه‌های پلاستیکی (Comb) مخصوص حفراتی ایجاد می‌کنیم که به این حفرات چاهک یا well گفته می‌شود.

۹. در حدود نیم ساعت صبر کنید تا ژل آگارز بسته شود سپس شانه را به دقت بدون اینکه آسیبی به چاهک‌ها برسد از داخل ژل خارج کنید آنگاه ژل را به همراه قالب داخل تانک الکتروفورز قرار دهید و جای آن را ثابت کنید، دقت کنید که بالا و پایین قالب برای گذاشتن در تانک باید باز باشد تا جریان از ژل عبور کند و سپس تانک را تا کمی بالاتر از ژل توسط TBE 0.5x پر کنید.



طریقه ران کردن (Running Procedure)


۱. به میکروتیوب‌های حاوی نمونه به ازاء هر ۵ میکرولیتر از نمونه حدود ۱ میکرولیتر از Loading Buffer اضافه کرده و خوب سمپلینگ کنید.

۲. بوسیله سمپلری که آن را روی ۶ میکرولیتر تنظیم کرده اید از محتویات درون هر میکروتیوب داخل چاهک‌ها از سمت چپ به راست از ژل بارگذاری یا Load کنید و در آخرین چاهک نیز مارکر یا Ladder را بارگذاری کنید. هر چاهک مختص یک نمونه است. (نمونه‌ها را به ترتیب مورد نظر خود بارگذاری کنید چون در انتها باید بدانید که هر چاهک حاوی چه نمونه‌ای بوده)



۳. ادستگاه مولد برق (Power Supply) را به تانک الکتروفورز متصل می‌کنیم. در این حالت بایستی توجه داشت که جهت حرکت از بالا به پایین و از قطب منفی به مثبت باشد. سپس دستگاه را روشن نموده و بر روی ولتاژ

۱۲۰ ولت تنظیم نموده تا محلول run شده از چاهکها خارج شود و سپس ولتاژ را پائین آورید و در ولتاژ حدوداً ۱۰۰ ولت قرار دهید.




۴. صبر کنید تا رنگ بروموفنل بلو (Loading Dye) یک سوم طول ژل را طی نماید. ژل را از تانک خارج کنید و سپس از قالب نیز خارج کرده و در داخل دستگاه Gel Doc قرار دهید.
۵. پس از قراردادن ژل در داخل دستگاه عکس ژل را بگیرید.

کار دستگاه ژل داک: Gel Cod

- ۱- ژل را در داخل دستگاه ژل داک قرار داده مانیتور را روشن کرده و از طریق مانیتور محل قرارگرفتن ژل را تنظیم کنید. و درب دستگاه را ببندید.
- ۲- سپس اشعه uv را روشن کرده تا باندها نمایان شوند.
- ۳- با کلید (+) و (-) نور را زیاد و کم کنید.
- ۴- وقتی باندها مشخص شد ابتدا کلید save را فشار دهید و سپس کلید print را روی دستگاه printing فشار دهید و عکس ژل را بگیرید.
- ۵- سپس uv را خاموش کرده و تمام دستگاه ها را نیز خاموش کرده و ژل را از دستگاه Gel Doc خارج نمایید.

نتیجه گیری:


از مقایسه باندها با باندهای دیگر و همچنین مارکر marker و نمونه normal می توان تغییرات و موتانتها را تشخیص داد و یا حتی وجود یا عدم وجود DNA را نیز مشخص کرد. ایجاد باند و تأثیر uv روی آن وجود DNA را ثابت می کند.



Poly Acrylamide Gel Electrophoresis (PAGE)

الکتروفورز با ژل پلی آکریل آمید

انجام عمل الکتروفورز در ژل‌های اکریل‌آمید را به صورت خلاصه با "PAGE" (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) نمایش می‌دهند. الکتروفورز PAGE دارای قدرت تفکیک بسیار بالایی بوده و برای تفکیک پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک به کار گرفته می‌شود. ژل‌های پلی آکریل‌آمید از پلیمریزه شدن مونومرهای اکریل آمید در حضور مقادیر کمی N و N' متیلن بیس اکریل آمید (به طور خلاصه به آن بیس-اکریل آمید نیز می‌گویند) تشکیل می‌شوند. بیس اکریل آمید دو مولکول اکریل آمید است که توسط گروه متیلن به یکدیگر اتصال یافته‌اند. بیس اکریل آمید به صورت نوارهای عرضی این پلیمر را به طور منظم به هم ارتباط می‌دهد طوری که منافذ با قطر معین و یکسان در ژل ایجاد می‌شود. اندازه روزنه در ژل‌های اکریل آمید با تغییر غلظت اکریل آمید و بیس اکریل آمید تغییر می‌کند. هر چه غلظت پلی اکریل آمید بیشتر باشد قدرت تفکیک ژل بیشتر خواهد بود و مولکول‌های دارای وزن مولکولی نزدیک به هم را بهتر تفکیک می‌نماید. البته معمولاً برای بررسی کیفی و تفکیک قطعات بزرگ DNA (بزرگ‌تر از ۴۰۰ جفت باز) از ژل آگارز به عنوان اولین انتخاب استفاده می‌شود، زیرا تهیه ژل مزبور به مراتب سریع‌تر و آسان‌تر از ژل پلی اکریل آمید بوده و هزینه کمتری را در بر می‌گیرد. برای تفکیک قطعات کوچک DNA دو رشته‌ای و قطعات DNA تک رشته‌ای از ژل پلی اکریل آمید استفاده می‌شود. به طور کلی از روش PAGE برای بررسی جهش‌ها و تعیین توالی DNA نیز استفاده می‌شود.



شکل : نمایی از الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید و ساختمان بیوشیمیایی ژل

ژل های ۳٪ اکریل آمید روزنه های بزرگی دارند و در الکتروفورز پروتئین ها استفاده می شوند. این ژل ها در جداسازی DNA نیز کاربرد دارند. ژل های پلی اکریل آمید برای قطعات ۶ جفت باز (ژل ۳۰٪) و تا ۱۰۰۰ جفت باز (ژل ۳٪) استفاده می شود.

جرم مولکولی (kDa)	آکریل آمید (%)
در محدوده 1000	2/5
36-205	5
24-205	7.5
14-205	10
14-100	12.5
14-60	15
12-40	17.5
10-30	20
در محدوده 2	30

مونومرهای اکریل آمید بسیار سمی هستند و از طریق تماس پوستی و تنفسی جذب شده و باعث ایجاد ضایعات پوستی و حتی تخریب دستگاه عصبی مرکزی می شوند. اما پس از پلی مره شدن نسبتاً غیرسمی می شود اما ممکن است درصد کمی از مونومرها هنوز پلیمریزه نشده باشند و بنابر این باید با احتیاط با این ژل کار کرد. محلول اکریل آمید باید در ۴ درجه سانتیگراد و در تاریکی نگهداری شود تا پایدار بماند.

به منظور بررسی پروتئین ها با استفاده از PAGE، به سبب اینکه پروتئین ها دارای بارهای متفاوت هستند، معمولاً برای اینکه تفکیک فقط براساس وزن مولکولی انجام شود به بافر ماده شیمیائی SDS (سدیم دو دسیل سولفات) اضافه می شود که در این حالت به آن SDS-PAGE گفته می شود. SDS مولکول بزرگی با بار منفی می باشد. این ماده باعث واسرشت شدن پروتئین ها شده و به آنها متصل می شود. به ازای هر دو اسید آمینه، یک مولکول SDS به پروتئین متصل می شود که باعث القاء بار منفی متناسب با وزن مولکولی به پروتئین می شود. پلیمریزاسیون ژل با اضافه کردن آمونیوم پرسولفات (APS) شروع میشود و با افزودن TEMED (تترا متیل اتیلن دی آمین) تسریع میشود. افزایش TEMED یا APS سرعت پلیمریزاسیون را افزایش میدهد. این مواد کاتالیزر های پلی مریزه کننده ژن اکریلامید محسوب می شوند.

محلولهای لازم در الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید

۱- آکریل آمید: ۳۰٪: برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر از این محلول، gr 29 از پودر آکریل آمید را با gr 1 از پودر بیس آکریل آمید مخلوط کرده و حجم آنرا با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

۲- TBE1X

۳- آمونیوم پرسولفات ۱۰٪ (APS): برای تهیه ۱۰ میلی لیتر از این محلول، ۱ گرم از پودر APS را با آب مقطر به حجم ۱۰ میلی لیتر می رسانیم. این محلول را بایستی در یخچال و در دمای ۴ °C نگهداری کرد.

۴- TEMED بصورت آماده وجود دارد که این محلول بسیار بوی زننده ای داشته و موتاژن می باشد. بنابراین هنگام استفاده باید حتما زیر هود کار شود.

۵- بافر لودینگ حاوی فرم آمید: 10ml فرم آمید، 200 μl EDTA 0.5μ، PH 8، 15 mg گزیلن سیانول و 3 mg برومو فنول بلو را مخلوط می کنیم.

وسایل لازم برای الکتروفورز:

۱- تانک الکتروفورز عمودی

۲- شیشه های مخصوص ژل

۳- شانه های مخصوص برای ایجاد چاهکها در ژل

۴- گیره یا holder برای نگهداری شیشه های ژل

۵- Spacer (فاصله انداز)

طرز تهیه ژل:

در این روش ابتدا شیشه های مورد استفاده جهت تهیه ژل عمودی را با آب مقطر به خوبی شستشو داده و با استفاده از الکل به خوبی تمیز می کنیم. سپس شیشه ها را به شکل عمودی به گونه ای به هم متصل کرده که بین آنها spacer می گذاریم تا فضایی بسیار کم بین دوشیشه جهت ورود ژل ایجاد شود.

سپس محلول آکریل آمید ۸٪ را برای حجم ۳۰ میلی لیتر مطابق زیر تهیه می کنیم:

۸ ml از محلول استوک آکریل آمید ۳۰٪ و ۳ ml محلول TBE 10x را مخلوط کرده سپس با آب مقطر حجم آن را به ۳۰ میلی لیتر برسانید، به ۲ ml از این محلول مقدار ۱۰ μl TEMED و ۱۰ میکرولیتر APS جهت سیل کردن (جلوگیری از نشتی ژل از بین دو شیشه جهت پرکردن شکافهای موجود بین فاصله دهنده ها یا Spacerها) اضافه کنید و به بقیه آن ۳۰۰ μl محلول ۱۰٪ APS (آمونیوم پرسولفات) و ۱۸ میکرولیتر TEMED را به بقیه محلول افزوده با هم مخلوط کرده سپس محلول را بین شیشه ها ریخته و بلافاصله شانه را درون ژل قرار می-

دهیم . باید دقت داشته باشیم که حباب هوا درون ژل وجود نداشته باشد . پس از بستن ژل شانه و فاصله دهنده پایین را به دقت از درون آن خارج می کنیم و شیشه حاوی ژل را با استفاده از گیره روی تانک محکم می کنیم باید توجه داشته باشیم که در قسمت پایین تانک و در زیر شیشه حباب هوا وجود نداشته باشد . از TBE 1X به عنوان بافر در تانک استفاده می کنیم . قبل از لود کردن چاهک های بدست آمده را با استفاده از سرنگ به خوبی شستشو می دهیم . سپس محصول هضم آنزیم را درون چاله های بدست آمده می ریزیم . در این مرحله مقدار ۵ مایکرولیتر از Loading buffer حاوی فرم آمید را به ۱۰ مایکرولیتر از هر یک از محصولات PCR اضافه می کنیم . پس از مخلوط کردن بافر با محتویات هرتیوپ را درون هر چاهک لود می کنیم . پس از ریختن نمونه به داخل چاله های ژل آنرا به مدت ۳/۵ ساعت با ولتاژ ۲۰۰ الکتروفوز می کنیم.

رنگ آمیزی نیترات نقره

اولین مرحله پس از اتمام الکتروفورز خارج کردن ژل از میان شیشه ها است برای این کار با استفاده از کارد پهن بین دو شیشه فاصله ایجاد می کنیم و آنها را از هم جدا می کنیم . سپس ژل را درون ظرف رنگ آمیزی قرار می دهیم . جهت ثابت کردن DNA بر روی ژل ابتدا ۲۰۰ میلی لیتر محلول اسید الکل یا محلول A (۱ ml) اسید استیک + ۲۰ ml الکل ۹۶٪ که با آب مقطر به حجم ۲۰۰ میلی لیتر رسانده شده است) را داخل ظرف ریخته و به مدت ۳ دقیقه به آرامی تکان می دهیم یا روی shaker قرار می دهیم سپس محلول قبلی را دور ریخته و دوباره عمل شستشو با اسید الکل را تکرار می کنیم .

جهت رنگ آمیزی ژل از محلول نیترات نقره ۰/۱٪ (محلول B شامل ۰/۱۵ گرم نیترات نقره که حجم آن با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر رسیده) استفاده می کنیم . پس از خارج کردن محلول قبلی به آرامی مقدار ۲۵۰ میلی لیتر از محلول فوق را داخل ظرف ریخته و آنرا به مدت ۱۵ دقیقه تکان می دهیم (Shaking) . نیترات نقره به DNA متصل می شود.

در مرحله بعدی محلول B را به آرامی خارج کرده و ژل را با آب مقطر شستشو می دهیم . سپس مقدار ۲۵۰ میلی لیتر محلول C (یعنی NaOH 1.5gr که با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شده است.) را اضافه کرده و سپس ۱ میلی لیتر فرمالدئید اضافه کرده (مستقیم روی ژل ریخته نشود) و تا ظاهر شدن بندها (حدود ۱۵ دقیقه) آنرا به آرامی تکان می دهیم .

سپس با آب مقطر شستشو داده و ژل را سیل می کنیم. سپس باندهای حاصل را مورد بررسی قرار می دهیم.